

医療用品(05) 副木
一般医療機器 手・指用副木 16210000
SKYGLEE 巻き爪 プレート

【警告】

糖尿病と診断された方は、ご使用前に医師にご相談ください。[糖尿病に伴う症状を悪化させるおそれがある]

【禁忌・禁止】

以下の症状、疾患をお持ちの方はご使用をお控えください。

- ・重篤な糖尿病や重度の血行障害のある方
- ・足、手指の爪に感染症の症状または、皮膚疾患がある方[症状を悪化させるおそれがある]
- ・本品の材料に過敏症またはアレルギーのある方。
- ・爪が極度に薄い方[爪が割れる可能性がある]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状・構造

- ・本製品：矯正パッチ

A タイプ



B タイプ



C タイプ



種類	A タイプ	B タイプ	C タイプ
長さ	13mm～17mm	13mm～17mm	13mm～17mm
幅	4.6mm	7.5mm	4.6mm
厚さ	1.3mm	1.3mm	1.3mm

- ・同梱されている付属品：接着剤*、研磨用ストリップ、透明粘着シート（矯正パッチ貼付用）、アルコール綿
- *非医療機器である。

2. 原材料

- ・矯正パッチ（本体）：シリコン
- ・矯正パッチ（中央部）：ニッケルチタン合金

3. 原理

形状記憶合金とシリコンが元の形状に戻ろうとする復元力を利用して、爪を上方向に引っ張る力を生じさせて、爪の湾曲を矯正する

【使用目的又は効果】

本製品は、足指の爪を固定するための器具である。足指の巻き爪や変形爪に装着し、爪の痛み軽減や形状改善を目的とする。

【使用方法等】

〈装着方法〉

- 1) 爪の表面を整える
研磨用ストリップで爪表面を軽く磨く。磨き終わったら、アルコール綿でほこりを拭き取り、完全に乾燥させる。
- 2) 接着剤を塗布する
透明粘着シート（矯正パッチ貼付用）を剥がし、矯正パッチを爪の中央に置く。矯正パッチの裏面に接着剤を薄く塗布する。
- 3) 爪に接着する
巻き爪となっている爪の中央に合わせて貼り付け、爪の両端を1～2分間しっかり押える。接着剤が完了に乾燥したら、透明粘着シート（矯正パッチ貼付用）をゆっくりと剥がす。
最後に、表面にも接着剤を薄く塗布し、しっかり爪に固定する。

〈装着後〉

- ・装着後8時間は、水に触れないこと。その後は通常どおり入浴できる。
- ・矯正パッチが剥がれたり、緩んだりした場合は交換すること。再装着の際は、爪表面に残った接着剤を除去し、爪が乾燥しており異物が付着していないことを確認する。

【使用上の注意】

〔基本的な注意事項〕

- 1) テープが濡れたり、湿ったりした場合は、新しいものに交換すること。
- 2) 使用を中止すると、矯正された爪が再び巻き爪の状態になることがある。
- 3) 本品を装着したまま靴下やストッキングを着用すると、生地を傷めるおそれがあるため、注意すること。

〔本製品に関する注意事項〕

- 4) 本製品を過度に折り曲げると、反発力が低下するおそれがあるため、折り曲げる際は、力加減に注意すること。
- 5) 本製品は巻き爪を矯正することを目的とした製品であるため、その他の目的には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

火気、高温多湿および直射日光を避け、水濡れに注意して、清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：

株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

外国製造業者：

Dongguan Yiyuanfeng New Energy Technology Co., Ltd.
(とうかんし いうおんぽん にゅー えなじー てくの)

外国製造所国：

中華人民共和国