

レーザー光 遮断・保護パッド

【警告】

<使用方法>

- ・レーザー治療中は、絶対にセットされたパッドを外したり、装着位置を変えないようにしてください。(※失明の危険性を防止)
- ・セットした際、外部の光が目差し込まないことを患者さんへご確認ください。
- ・万が一セットされたパッドが術中、装着位置が動く危険性があると考えられる場合、患者さんの同意のもと、絆創膏等でそのパッドを動かないように固定して下さい。

【禁忌・禁止】

1. 本品は使用前に必ず水洗いもしくは、中性洗剤にて洗浄して下さい。
2. 製品本来の使用目的と異なる用途での使用はしないこと。
3. 本製品の加工および改善等は絶対に行わないこと。

【形状、構造および原理等】

本品／パッドは、眼部にフィット出来るような楕円形を有しており又、材質はシリコンと鉛との2重構造である。

1. 形状、構造
代表的写真



2. 原理
本品／パッドを患者の眼部の形状に合わせるように、手で湾曲にベンディングし、その患者の眼部上にのせ、医療用皮膚レーザー光を遮断する。

【操作方法または使用方法】

- ① 使用前に必ず、水洗いもしくは中性洗剤にて洗浄してください。
- ② 消毒を必要とする場合、表面を軽く「アルコール拭き」を行って下さい。※滅菌不可
- ③ 本品／パッドを患者の眼部の形状に合わせるように、手で湾曲にベンディングし、その患者の眼部上にのせる。

【使用上の注意】

1. パッド外周面に、亀裂や凸凹が生じた場合は、ご使用されないようにご注意ください。
2. パッド内部の金属が、金属疲労により破損した場合は危険ですので、ご使用されないようにご注意ください。
3. 不具合がある場合は、パッドをベンディングし直してください。
4. 落したり、衝撃を与えたりすると、パッドに傷やヒビ、割れなどが起こる可能性があります。取り扱いには注意してください。
5. 誤った使用法は本品の損傷を招く恐れがあります。
6. パッドの洗浄は、水洗いもしくは中性洗剤をご使用ください。
7. 洗浄の際、目の粗い研磨剤や金属ウール等で本品の表面を磨かないこと。

【貯蔵・保管方法および使用期限等】

1. 本品を保管する際は、高温・多湿を避け、塵や埃の無い清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は、絶対に避けること。

【保守・点検に係る事項】

1. 医用機器の使用、保守管理責任者は使用者側にあります。
2. 本製品を安全に、より長くご使用頂くために、始業・終業・定期点検は必ず行って下さい。
3. 洗浄後は、速やかに乾燥して下さい。

【包装】

1袋2枚入り

*【製造販売業者および製造業者】

JMR株式会社
〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原 3061
Tel:0256-77-8808 FAX:0256-77-8809
E-mail: info@jmr-lab.com