

機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 耳鼻咽喉科用ネブライザ（70451000）

RESPY ネブライザー

※ 【禁忌・禁止】

- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所、あるいは水のかかる場所に設置または保管しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

[NET-1570]



[NET-1580]



2. 電気的定格

定格電圧：AC110/220V, 50/60Hz

消費電力：60W（NET-1570）、215W（NET-1580）

3. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF 形装着部

4. 重量

12kg（NET-1570）、40kg（NET-1580）

5. 寸法

(W)620×(D)90×(H)400mm（NET-1570）

(W)600×(D)340×(H)800mm（NET-1580）

※ 6. 原理

加温したエアロソール状の生理食塩液または薬液を、噴霧し、鼻腔、咽頭や気管支の内腔の粘膜を洗浄又は治療する器具である。

【使用目的又は効果】

本品は、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、インフルエンザ、流行性感冒や気管支炎等の疾患において、鼻腔、咽頭や気管支内にエアロソール状の生理食塩液、薬液を噴霧し、咽頭や気管支内等を洗浄することを目的に使用されるネブライザーである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- Atomizer キットに、薬液を注入する。薬液（ベンジダミン、メントール、ミント等）の濃度は、薬液 4 ccl に対して生理食塩液 1L とする。
- コントローラに Atomizer キットを装着し、本体のスイッチを ON にする。

- キット先端に装着したマウスピースまたはマスクを、鼻及び口に押し当て、鼻腔、咽頭や気管支内洗浄を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 使用前後は、アルコール清拭後、紫外線照射により、清潔度を維持する。
- Atomizer キット、マウスピース、マスク等は患者 1 名あたり 1 回限りとする。（洗浄後、再使用可能。）

※【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 落下等、強い衝撃を受けた機器は、内部故障している可能性があるため使用せず、弊社に相談すること。
- Atomizer キット等の附属品は、弊社が指定する物以外使用しないこと。
- 薬液は、MAX ラインを超えないこと。（薬液がオーバーフローし、電気部品を損傷することがある。）
- 火災や爆発を引き起こす恐れがあるため、可燃性ガス雰囲気中では使用しないこと。

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌・禁止（使用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
本品専用品以外の製品	器具が正常に機能しなくなるおそれがある	器具の変形、破損等

3. 不具合・有害事象

(1) 不具合

破損、変形、機能停止等の不具合が現れた場合、使用を中止し適切な処置を行うこと。

(2) 有害事象

不適切な使用方法により、感電するおそれがある。

なお、上記項目が、起こりうる不具合または有害事象の全てではない点に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 電源コード、ヒューズ等は修理不能な消耗品であるため、使用前点検を実施し、必要な場合、交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- 本製品（附属品を含む。）は必ず、使用前点検及び定期点検を実施すること。
- 本製品をしばらく使用しなかった場合、再使用前に必ず正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

株式会社ジョイアップ
電話番号：092-473-1550

【製造業者】

カザマ ENT 社（KAZAMA ENT CO., LTD.） 大韓民国