

イメージングプレートCRX-1000

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用の禁止：歯科診療・歯科X線撮影以外には 使用しないこと。
2. 改造の禁止：形態変更や改造等はしないこと。
3. 異常時の使用禁止：本製品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
4. 指定製品以外での使用禁止：当社の指定する装置以外に使用しないこと。
5. 注意事項の厳守：本製品の正しい使用のために、使用上の注意を必ず守ること。

【形状・構造及び原理等】

種類	サイズ(mm)	厚さ(mm)
Size 0	22x31	1
Size 1	24x40	1
Size 2	31x41	1
Size 3	27x64	1

1. イメージングプレートCRX-1000



左から Size0,1,2,3

2. PSP 衛生バック

イメージングプレートを入れて撮影する



【使用目的又は効果】

X線エネルギーを蓄え、レーザ光を当てると蓄えたエネルギーに 相当する蛍光を発光する蛍光板をいう通常、コンピューテッド ラジオグラフと併用する。

【使用方法等】

1. PSP 衛生バックで被われたイメージングプレートCRX-1000を患者口腔内の撮影場所に置く。
2. X線撮影をする。
3. 患者口腔からPSP 衛生バックで被われた撮影済みイメージングプレートCRX-1000を取り出す。
4. 撮影済みPSPからPSP 衛生バックを取り外す。（取り外したPSP 衛生バックは、医療廃棄物として廃棄する。）
5. 撮影済みイメージングプレートCRX-1000をPSP保護カバーに入れ保管する。

【使用上の注意】

1. イメージングプレートの表面に傷をつけないこと。
2. イメージングプレートをストック装置内に落とさないよう注 意すること。
3. イメージングプレートの上に物を置かないこと。
4. イメージングプレートは薬品の影響を受ける場合があるので、 取扱う際には注意すること。
5. 本品を指定された用法、用途以外の目的で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

1. 引火性溶剤の近くに置かないでください。
2. 湿気や、埃の多い場所に置かないでください。
3. 水道の蛇口付近等、水気のある場所に置かないでください。
4. 小児の手の届かない場所に保管して下さい。

【保守・点検に係わる事項】

1. イメージングプレート CRX-1000 を清掃する際、ブチルアルコール/エチルアルコール(70~96%)を湿らせた柔らかい布を使用して表面を軽く拭いてください。
2. 水分はイメージングプレート CRX-1000 を劣化させるため、水分を含んだ布は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 GENORAY JAPAN

電話番号：045-620-4971 FAX：045-620-4972