

**2026年3月(第3版)
*2025年5月(第2版)

出番号：13B2X10479302001

機械器具62歯科用切削器
一般医療機器 歯科用スケーラ JMDN 35320000

**デンタルケアツールセット ME016

【禁忌・禁止】

- ・本品の形状変更や改造等をしないこと。
- ・本品に劣化や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1. 本品は以下の5器具にて構成されている。
 - ① 歯科用スケーラ
 - ② 歯科用探針
 - ③ 歯鏡
 - ④ 歯科治療用ピンセット
 - ⑤ スクレーパー
2. 本品は、作業部、ハンドル部で構成されている。
3. 本品は未滅菌品。必要に応じて使用前に滅菌を行い使用すること。



・原材料/サイズ

No.	器具名称	全長	原材料
①	歯科用スケーラ	17.0cm	ステンレス鋼
②	歯科用探針	16.7cm	ステンレス鋼
③	歯鏡	15.7cm	ステンレス鋼 ガラス（ミラーヘッド）
④	歯科治療用ピンセット	15.5cm	ステンレス鋼
⑤	スクレーパー	17.8cm	ステンレス鋼

【使用目的、又は効果】

本品は歯科診療又は治療において使用する歯科手術器具を利便性のために組み合わせたキットである。

【原理】

本品の①歯科用スケーラ又は②歯科用探針のハンドル部を持ち、作業部を歯の表面にあてること、歯石等の沈着物を除去する。
本品の③歯鏡のハンドル部を持ち、歯石等の除去の際に歯の表面や裏側をミラーヘッドで確認する。本品の④歯科用ピンセットのハンドル部を持ち、先細部を閉じることで、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

**【使用方法等】

使用前の準備

1. 使用前後には必ず歯科用探針と歯鏡をアルコールで消毒する（ミラー部分を避ける）。
2. デンタルケアツールと大きな鏡をご用意ください。口の中がしっかり見えることが重要であり、歯用ミラーを使用前に湯で温めると、曇り止め効果が高まる。
3. 手が滑らないように、グリップにある滑り止めを使って、しっかりと持つこと。指を歯や頬に固定することで、コントロールが利きやすくなる。

歯石取りの使い方

1. 繊細な作業となるため、正しい持ち方でご使用ください。歯や歯肉、頬の裏側を傷付けないよう気を付ける。
2. 歯科用探針の持ち方は、3本の指で鉛筆のように持ち、1本の指を使って歯もしくは頬を固定するようにする。

歯石除去後のケア

1. 歯石を取り除いた後は、歯石のカスなどが残らないようにしっかりうがいすること。デンタルケアツールは水洗いしてきれいに拭き取り、付属の収納ボックスに保管する。
2. もし歯肉から出血した場合、しばらく経過を見て血がなかなか止まらない時は医師に相談する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本製品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けること。

・子供の診療・治療時には、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本製品を噛み、口腔内で破損し、けがをするおそれがある。

・破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。

①本品に対する曲げ・切削・加圧等

②粗雑な扱い(キズをつける、落下させる、強い傾置を与える等)

・薬液等が付着した場合、腐食するおそれがあるので速やかに清拭すること。

【保管方法及び有効期間】

高温・多湿、水濡れに注意して直射日光をさけて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

TEL. 03-5358-9209

**〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)

<保証期間>

1年間

【保守・点検に係る事項】

1.点検

・使用する前に必ず目に見える汚れ、変形または傷がないか確認すること。

異常のある場合は使用しないこと。損傷や摩耗した器具はすぐに交換すること。

2.洗浄/消毒

次の場合は洗浄してから使用すること。

・1週間に一度（継続使用している場合）

・長期間お使いにならなかった場合

・使用の前に

次亜塩素酸を含む洗浄剤/消毒剤の使用は器具の酸化や腐食を引き起こ

し、性能を低下させる可能性がある。

洗浄剤/消毒剤は毎日交換すること。

トレイに過剰に器具入れないこと。