

2022年3月（第1版）

製造届出番号：13B2X10479302009

医療用品(05) 副木

一般医療機器 腱膜瘤防護具 JMDN コード：13565000

外反母趾サポーター ME-071

【禁忌・禁止】

- ・外反母趾やねん挫で通院中の方は、ご使用前に医師に相談し、指示に従ってご使用ください。
- ・高温な物には近づけないでください。
- ・化膿・裂傷のある部位には使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造



①ヒンジ式パッド(副木)

②緩衝材(非医療機器)

③親指ベルト(非医療機器)

④足ベルト(非医療機器)

プラスチック(ポリアミド)製のヒンジ式パッドとマジックベルトで構成されている。

2.原理

緩衝材付きのヒンジ式パッド(副木)とマジックベルトが親指の一定の可動域を確保し、親指の基底に形成された腱膜瘤を防護するために用いる。

【使用目的又は効果】

親指の基底に形成された腱膜瘤を防護し、外反母趾を緩和する。

【使用方法等】

- 1.親指ベルトと足ベルトのマジックベルトを緩める。
- 2.装着する足の親指側にヒンジ式パッドを添えて、足マジックベルトを足に通す。

3.親指ベルトを足の親指に通す。

4.マジックベルトをきつくならない程度でゆるみの無いようにしっかり絞めてマジックテープで固定する。

5.必要に応じて、マジックベルトの余分な部分をハサミで切断して使用してください。

※使用法に関しての注意点

- 1.ヒンジ式パッドは、親指関節と位置があっていることを確認してください。
- 2.最初は1～2時間程度使用し、不快感や痛みがないか確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【使用上の注意】

- 1.最初は1～2時間程度使用し、不快感や痛みがないか確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。
- 2.血行障害、糖尿病等の方は使用前に医者に相談してください。
- 3.使用中や使用後に痛み、発疹、痒み、かぶれ、うっ血等の症状が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
- 4.ベルト・緩衝材のお手入れは中性洗剤を使用し、シンナー等の薬品は使用しないでください。その際は、ヒンジ式パッドを取り外し、ベルト・緩衝材のみを手洗いしてください。
- 5.ベルト・緩衝材が十分に乾いたことを確認してからヒンジ式パッドを取り付けて使用してください。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

6. 改造はしないでください。
7. 就寝中は使用しないでください。
8. 本来の目的以外での使用は止めてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)