

器55 医療用洗浄器

一般医療機器：鼻用洗浄器 JMDN コード：41599000

電動鼻用洗浄器 ME107

【警告】

【使用方法】

- 本品に無理な圧力をかけないこと、水没させないこと。
(バッテリーが破裂・発火する恐れがある為)
- 本品は原則として同一患者使用のため、他の患者に使用しない。

【禁忌・禁止】

以下の患者に使用しないこと。

目、耳、口腔には使用しないこと。

内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。

口腔咽頭部損傷または外科手術を受けたばかりの場合は使用しないこと。

鼻腔内に創傷がある場合及び塩化ナトリウム代謝障害者と、アレルギー体質がある場合は医師に相談の上、使用すること。

③小児が使用される際

保護者の指導の下で使用する。

鼻を充分にかめない場合は使用しないこと。

風邪や鼻づまりがひどい時は使用しないこと。

【使用方法等】

1. 使用前

- ノズルに異物付着がないことを確認する。
- 洗浄水を注入した後、洗浄水がこぼれないように、洗浄器の蓋を逆さまにしたり、不用意に開けたりしないように注意する。

2. 使用中

- 吸水管のある側のウォータータンクに洗浄水を注入して蓋を閉める。
- ノズルを鼻に入れて、電源ボタンを押して、電源をオンにする。モード切替ボタンを押して、「ハイスピードモード」と「ロースピードモード」を切替できる。
- 片側の鼻孔を洗浄した後、もう一方の鼻孔を上記の洗浄方法で洗浄する。
※洗浄する時、口で呼吸しながら、ゆっくりとノズルを鼻孔に合わせる。
※洗浄水を一方の鼻孔から入れ、もう一方の鼻孔から出す。右の鼻孔を洗浄する場合は、頭を左に傾ける。

3. 使用後

- 電源ボタンを押すと、電源オフになる。ウォータータンクに残留している洗浄水を捨てる。
- 使用したノズルは適時洗浄と消毒し、徹底的に乾かした後、ノズルを本体にセットして、他の部品と一緒に包装箱に入れる。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉(原材料)

本品は製品本体、ウォータータンク、ノズル部分、蓋を構成されている。



No.	名称	材質
①	製品本体	ABS
②	ウォータータンク	ABS
③	ノズル	ゴム
④	蓋	ABS
⑤	ボタン	ゴム

原理：本品は、モーターの回転でポンプを動かし、タンク内の洗浄液を吸い上げる。吸い上げた洗浄液はノズルを通して噴出させる。

【保守・点検に係る事項】

【使用上の注意】

- お子様は保護者の指示のもとで使用する。
- 交差感染を防止する為に、他の人と共用しないこと。
- 本品を使用中に異常を感じた際はすぐに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- シャワーやお風呂に入る時に使用しないこと。[感電の原因になります。]
- 手が濡れ状態で充電ケーブルを抜かないこと。
- 本品の使用前後は必ず洗浄をすること。[交差感染を防ぐため。]
- 本品は屋内での使用を意図しているため、屋外で使用しないこと。[有害事象の発生につながる恐れがあります。]
- 清潔で風通しが良く、高温、多湿、埃、有毒ガスや腐食性ガスのない環境で使用する。[本品の通常の使用に影響することがあります。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

使用後は、ノズルと吸水管を洗浄すること。

ウォータータンクは、毎回使用後に空にすること。

切替ボタンを押して、「ハイスピードモード」と「ロースピードモード」を切替できる。

【使用目的又は効果】

本品は、洗浄液を直接鼻腔に適用するために用いる器具である。

鼻の内腔から注入し、粘膜及び鼻の通路を洗浄及び治療する生理食塩水等の洗浄液を充填し、噴霧する器具である。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

環境温度：-20℃～ 55℃、

相対湿度：≤90%

大気圧：70 ～ 106 kpa〈耐用期間〉

〈有効期間〉

標準的な耐用期間: 1 年 [自己認証（当社データ）による]

※詳しい使用方法及び保守点検等は取扱説明書で確認してください。

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.

(中華人民共和国：China)