

機械器具62歯科用切削器
一般医療機器 歯科用スケーラ JMDN 35320000

デンタルケアツール ME126

【禁忌・禁止】

- ・本品の形状変更や改造等をしないでください。
- ・本品に劣化や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。

【使用方法】


<使用前の準備>

- ・使用前必ず歯科用探針及び歯鏡をアルコールで消毒してください。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1. 本品は以下の2器具及び収納ケースにて構成されます。
 - ① 歯科用探針
 - ② 歯鏡
2. 本品は、作業部、ハンドル部で構成されています。
3. 本品は未滅菌品です。必要に応じて使用前に滅菌を行い、使用してください。



No.	器具名称	全長	原材料
①	歯科用探針	16.7cm	ステンレス鋼
②	歯鏡	15.7cm	ステンレス鋼 ガラス（ミラーヘッド）



【使用目的、又は効果】

本品は歯科診療又は治療において使用する歯科手用器具を利便性のために組み合わせたキットである。

【原理】

本品の歯科用探針のハンドル部を持ち、作業部を歯の表面にあてることで、歯石等の沈着物を除去する。

本品の歯鏡のハンドル部を持ち、歯石等の除去の際に歯の表面や裏側をミラーヘッドで確認する。

<使用 用>

- ・繊細な作業となるため、正しい持ち方でご使用ください。歯や歯肉、頬の裏側を傷つけないよう気を付けてください。

- ・歯科用探針の持ち方は、3本の指で鉛筆のように持ち、1本の指を使って歯もしくは頬を固定するようにしてください。

- ・歯鏡を口の中に手で挿入する。上顎または下顎の画像に応じてミラーの位置を調整してください。

<使 用 後>

- ・歯石を取り除いた後は、歯石のカスなどが残らないようにしっかりうがいをしてください。そして、歯科用探針と歯鏡を水洗いしてきれいに拭き取り、付属の収納ボックスに保管してください。

- ・もし歯肉から出血した場合、しばらく経過を見てください。血がなかなか止まらない時は医師に相談してください。

<推奨滅菌方法及び条件>

滅菌方法:高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)

滅菌条件

種類	防露 温度	防露 時間	乾燥 時間
Fractionated vacuum / dynamic airremoval gteam sterilization (真空脱気バリバキューム式)	132℃	4分	30分 以上
Gravity Displacement Sterilizer (重力加圧脱気式)	121℃	30 分	30分 以上

【保守・点検に係る事項】

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

・超音波装置による洗浄を推奨しますが、手で洗浄する場合は硬いプラスチック製のブラシ(金属製ブラシは使用不可)を使用して適切に洗浄してください。

・適切に洗浄できていない状態で滅菌した場合、適切に滅菌できない可能性がある。

・滅菌時は滅菌装置の取扱い説明書に従ってください。(クラスB(EN13060)のオートクレーブ滅菌機の使用を推奨する。)

・フラッシュ滅菌法(保管しないですぐに使用する特殊な滅菌法)は行わないでください。放射線滅菌、ホルムアルデヒド滅菌、エチレンオキシド滅菌、プラズマ滅菌は行わないでください。

・乾熱滅菌の適用に関しては使用者の責任のもと行って下さい。

・洗浄作業は適切な場所で行い、適切な洗浄剤を適量使用してください。(洗浄機器と洗浄剤の製造元の使用方法に従ってください。)

・次亜塩素酸を含む洗浄剤/消毒剤の使用は器具の酸化や腐食を引き起こし、性能を低下させる可能性がある。

・洗浄剤/消毒剤は毎日交換してください。

・洗浄や滅菌時に同じトレイに異なる原材料の器具を入れないでください。

・トレイに過剰に器具入れないでください。洗浄や消毒が適切に行えない可能性がある。

・最初のすすぎの残留物を取り除いて下さい。

・最終のすすぎの理想的な温度は80℃である。

・しみの形成を防ぐ処置として、最終の使用をすすぎには脱イオン水の推奨する。

【保管方法及び有効期間】

<保管方法>

直射日光、及び高温高湿度での保管を避け、清潔な場所で保管する。

<保証期間>

1年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

JUST MATCH株式会社

電話番号：03-5358-9209

<製造業者>

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)