

医療用品(05) 副木
一般医療機器 成形副木 JMDNコード：35354000
首サポーター ME135

【禁忌・禁止】

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉(原材料)

各部の名称と材質は下記の通り。



表地:ポリエステル

中材:高反発スポンジ(ポリウレタン)

芯材:シリコーン

マジックテープ(メス面):ナイロン+超極細繊維

マジックテープ(オス面):PP(ポリプロピレン)

原理：頸椎の保護や損傷を防止するために本品を固定することにより、
頭頸部を中央位置に維持し、頸椎損傷部への負担を軽減する。

【使用目的又は効果】

頸椎部位を固定して、頸椎を保護し損傷を防止するために用います。

【使用方法等】

- 本体中心のくぼみにあごを合わせる。
- あごが本体の上をしっかり乗るように首に巻き、位置を調整してください。
- マジックテープ(メス面)と(オス面)を重ねてしっかりとめてください。マジックテープで適切なサイズに調節できる。

【保守・点検に係る事項】

- 直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

【使用上の注意】

- 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
- 本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

涼しく換気の良い倉庫で保管し、腐食性のある品物と一緒に置かないこと。過圧がなく、地面から200mm以上の高さに置くこと。

〈耐用期間〉

本体の有効期間:1年〔自己認証（当社データ）による〕
保証期間：1年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町1-1-1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.

(中華人民共和国：China)

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

