

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
体表面電気刺激装置用電極（34374001）
スターメディカル双極電極

【禁忌・禁止】

- 1 製品の分解・改造。
- 2 一般的名称： 家庭用低周波治療器以外の機器への接続。
- 3 医師の指導下以外での使用。

【形状・構造等及び原理等】

1. 概要
本品目は組織に電流を流すため、体表面に用いる導体である。
2. 構成

(1) 双極電極本体



(2) 延長ケーブル（ケーブル部）



3. 動作原理
刺激出力用の外部装置からコネクタ部に入ってきた微弱電流が 2 つの棒状電極を通じて体組織に流れ、筋肉などを刺激する。

【使用目的又は効果】*

組織に電流を流すため、体表面に用いる。

【品目仕様】

- 1 耐電圧 0.5 k VDC（1 分間）
- 2 導体抵抗 1.0Ω 以下（電極部—コネクタ間）

【使用方法等】*

- 1) 樹脂本体部の棒状電極がついた部分を消毒用アルコール等で充分消毒する。
- 2) 樹脂本体部のコネクタ部を延長ケーブルを介して外部刺激装置（家庭用低周波治療器）と接続する。
- 3) 樹脂本体部の棒状電極が体表面に接触するようにセットする。
- 4) 外部刺激装置のスイッチを入れ、棒状電極を通じて体表面を刺激する。

【使用上の注意】

1. 機器の使用及び保管する時の注意事項
 - ①気圧・温度・湿度・風通し・日光・ほこり・塩分・硫黄分等を含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
 - ②樹脂本体部の各部分に過度の荷重を掛けないように注意する（破損の可能性があるため）。
2. 機器の使用前の注意事項
 - ①本品が延長ケーブルを介して刺激用装置と適切に接続されていることを確認する。
 - ②接続状況の点検を行い、機器が正確に作動することを確認する。
＊ 刺激用装置の操作方法については事前に説明書等で確認する。
3. 機器の使用時の注意事項
延長ケーブルが本品及び刺激用装置から抜けないよう十分注意する。
4. 機器の使用後の注意事項
洗浄・滅菌については製造販売元の指定する方法によること。

【保管方法及び有効期間等】*

温度範囲： 40℃以下
湿度範囲： 相対湿度 95%以下

【包装】

一式／1 箱

【主要文献及び文献請求先】

下記製造販売業者の学術担当者にご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造元：スターメディカル株式会社
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-14-12 太陽ビル 5 階
電話： 03-5604-1641