

* 2020 年 8 月改訂 (第 4 版)
2017 年 2 月改訂 (第 3 版) (新記載要領に基づく改訂)

医療機器届出番号: 13B1X10109000195

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材
JMDN コード: 70735000

セメントガード

【形状・構造及び原理等】

原材料: 炭化水素系ワックス

形状: 下図に示す。



* 名称: スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

* 販売業者

名称: スリーエム ジャパン株式会社

TEL: 0120-296-303 (カスタマーコールセンター)

【使用目的又は効果】

歯科矯正装置による口腔内粘膜への刺激を緩和するために装置を被覆する材料で、短期に使用する。

【使用方法等】

1. 容器の底を回して、セメントガードをくり出す。

《使用方法に関連する使用上の注意》

- 過剰に出すとセメントガードが折れたり曲がったりするため注意すること。
2. アタッチメントの装着に際して、ブラケットのスロットや、タイウィング、リンガルアタッチメント、およびチューブの開口部に直接塗布して装置を被覆し、セメント泥や接着材ペーストの迷入を防ぐ。
 3. 歯科矯正装置による口腔内粘膜への刺激を緩和するために装置の凹凸を被覆する。
 4. アタッチメントを溶着する際に仮留めする。

【使用上の注意】

1. その他の注意
 - 1) 本材は使い捨てであり、一旦口腔内に用いたものを、再使用しないこと。
 - 2) 本材を食用しないこと。
 - 3) 本材の使用中に異常が生じた場合は使用を中止し、直ちに医師の診察を受けるよう指示すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 1) 15～30℃
 - 2) 火気厳禁
 - 3) 暗所に保管すること。
2. 有効期間
使用の期限: 本品の包装に記載 [自己認証 (製造元データ) による]

【保守・点検に係る事項】

使用時に変色や劣化、異物の付着が無いか確認すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者