

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 臓器固定器
JMDN: 13371000

ステリ・ドレープ™ アイソレーションバッグ I

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. プラスチック・ドレープを介して除細動をかけないこと。
[分流がおきたり、除細動の効果が不十分になる可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

本品はエチレンアクリル酸メチル共重合体製の透明なバッグで、1 枚ずつ滅菌包装されている。バッグ開口部には紐がついている。

【使用目的又は効果】

本品は、外科手術において臓器を適所に保持するために使用される。

【使用方法等】

1. 術野を各施設または医師の処方により消毒する。
2. 本品の開口部を広げ、隔離する臓器を収納する。
3. 必要に応じて開口部両端の紐を引いて、開口部を閉じる。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

紐を引く場合、紐を強く締めすぎないこと。[強く締めすぎると、臓器を傷つけるおそれがあるため]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー反応を起こした場合には、直ちに本品の使用を中止し、医師に相談し適切な処置を行うこと。
2. その他の注意
 - 1) 高温を発する機器類に接しないように注意すること。
 - 2) 包装が破損又は汚損、水漏れしている場合は使用しないこと。
 - 3) 本品は滅菌済み製品なので、使用直前に開封して使用すること。
 - 4) 高温多湿や直射日光を避け、水漏れしないように保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
室温保存
2. 有効期間
使用の期限: 個包装および外箱に記載 [自己認証 (製造元データ) による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

* 名称: スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

ステリ・ドレープは 3M 社の商標です。