

**2020年 8月改訂 (第6版)
*2015年 9月改訂 (第5版)

医療機器認証番号: 222AKBZX00099000

歯科材料 6 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用光学印象採得補助材料(70888000)
*(歯科技工用光学印象採得補助材料(70892000))

3M™ スキャニング パウダー

*【形状・構造及び原理等】

<https://www.3mcompany.jp/dental>

1. 本材は白色粉末で、プラスチックボトルに入っている。
なお、標準の内容量は3.75gである。

組成	二酸化チタン、その他
----	------------

3M および ESPE は、3M 社またはその関連会社の商標です。

* 2. 原理

本材を口腔内又は作業模型（石膏模型）の光学印象採得対象に塗布することで、光学印象採得時の光の乱反射を防止することができる。

保証: 品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

【使用目的又は効果】

光学印象を採得するときに乱反射の防止に用いる。

*【使用方法等】

1. 本材のパウダーボトルを開けます。
2. パウダーボトルを 3 M™ スキャニング スプレイヤーの所定の位置に取り付けます。
- * 3. 3 M™ スキャニング スプレイヤーで本材を口腔内又は作業模型（石膏模型）の光学印象採得対象に塗布します。その操作については 3 M™ スキャニング スプレイヤーの添付文書を参照してください。
4. 光学印象採得後塗布された本材を水で洗い流してください。
《使用方法に関連する使用上の注意》
 - ・ボトルの中に触れないでください。
 - ・パウダーの品質を保つために、3 M™ スキャニング スプレイヤーを使用しない時はパウダーボトルをスプレイヤーから外して、ボトルカバーをつけてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本材の使用により発疹等の過敏反応があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. その他の注意
 - 1) 本材を高温または直射日光にさらさないこと。[組成が劣化し、光学印象時に光の乱反射を誘発する可能性があるため]
 - 2) ラバーダムを使用することを推奨する。[デジタル印象時のスキャン手技の正確さを担保するため]

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
10-27℃
2. 有効期間・使用期限
蓋に記載[自己認証(製造元データによる)]
(砂時計マーク後の数字が使用期限となります。)
例示:  2020-2 (西暦 2020 年 2 月)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

** 名称: スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

外国製造所の国名及び製造業者の名称

米国、3M 社(3M Company)

** 販売業者

名称: スリーエム ジャパン株式会社

TEL: 0120-332-329 (カスタマーコールセンター)