

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料（70926000）

クリンプロ クリア コーティング F

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈適用対象（患者）〉

- ・本材またはその成分に対してアレルギーの既往歴のある患者には本材を使用しないこと。（1. 重要な基本的注意 3）を参照）

〈使用方法〉

- ・本材、アブリケーターブラシは再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本材は、エナメル質及び象牙質に適用する、フッ素含有の知覚過敏抑制材料のペーストである。フッ化物、カルシウム、リン酸塩、キシリトールを含有しており、コーティング層からフッ素イオン、カルシウムイオン、リン酸イオンが徐々に溶出する。

名称	性状	組成
クリンプロ クリア コーティング F	ペースト	フッ化ナトリウム、カルシウム、リン酸塩、キシリトール、精製水、その他

付属品：アブリケーターブラシ

2. 原理

本材は、フッ化ナトリウム、すなわち、フッ素イオンを含有するコーティング材である。本材の塗布により歯面に付着し、周囲の歯面にも広がりコーティングされる。コーティング層は象牙細管を機械的に閉塞(物理的バリア)し、知覚過敏抑制作用を発現する。

【使用目的又は効果】

以下のような部位の歯質の保護により、知覚過敏を抑制、防止する。

- ・露出根面
- ・矯正用ブラケットの周囲、初期う蝕、歯牙酸蝕の傾向のある歯面等のう蝕の危険性の高い部位等
- ・未熟なエナメル質等

【使用方法等】

1. 適用部位への準備

通法に従い、歯面清掃を行う。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 形成したエナメル質や象牙質には使用しないこと。
- 2) 唾液の無い状態にすること。

2. 前準備

親指と人差し指を用いて、ブリスターの膨らんでいる部分（リザーバー）を潰し、本材をリザーバーからアブリケーターブラシが入っている方に搾り出す。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) アブリケーターブラシが引き抜かれた状態で搾り出さないこと。
- 2) 内容物の噴出を避けるため、アブリケーターブラシの柄の部分のブリスター開口部を押さえておくこと。
- 3) 使用中は内容物が留まるように親指と人差し指でリザーバー部分を押さえ続けること。

3. 塗布

アブリケーターブラシを使用して、本材を歯面に塗布する。必要に応じてアブリケーターブラシをブリスターに再装填する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 全量を使い切る必要はなく、処置面に膜が出来る程度の量を使用すること。
- 2) 塗布直後に洗口や吸引はしないこと。
- 3) 歯面に付着させるために、少なくとも塗布後 15 分間は食べ物、飲み物の摂取、および洗口を避けるよう、患者に指導すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 処置に必要な最少量を処置箇所に薄い膜で塗布すること。
- 2) 本材を塗布後 24 時間はフッ化物歯面塗布など他のフッ化物処置は行わないこと。
- 3) 本材またはその成分にアレルギーの既往歴のある患者には使わないこと。万一、アレルギー反応が生じた場合は、必要に応じて専門医の診察を受けさせること。
- 4) 患者、医療従事者を守るために保護メガネなどを着用すること。
- 5) 万一、眼に入った場合には、すぐに大量の流水で十分に洗浄して専門医（眼科医）の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

室温で保管すること。

2. 有効期間

包装に記載〔自己認証(製造元データによる)〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

外国製造所の国名及び製造業者の名称

米国、ソルベンタム ユーエス エルエルシー（Solventum US LLC）