

HSSドリル

【警告】

- ・高速回転下で使用されるため、切削中に破折を起こし人体を傷つける恐れがあるので注意すること。
- ・過度の加圧で使用した場合は、発熱の原因にもつながり歯髄為害の恐れがある。ソフトタッチ(フェザータッチ)で使用する。

【禁忌・禁止】

- ・最高回転数を超えて使用しないこと。

- 2) 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

〈製造業者〉

ERKODENT Erich Kopp GmbH
国名：ドイツ

*【形状、構造及び原理等】

1) 形状



全長(mm)	先端部径(mm)
44.5	1.0
44.5	1.4

【使用目的又は効果】

本品は、スチール製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具である。

【使用方法等】

〈使用前の準備〉

- 1) 先端部、軸部に異常がないか確認すること。

〈使用中の操作〉

- 1) 歯科技工用ハンドピースに装着して回転させ、対象物に先端部をあて切削する。

推奨回転数
20,000-40,000rpm

〈使用方法等に関する使用上の注意〉

- 1) 使用する際は、本品が根元までチャックに差し込まれていることを確認すること。
- 2) 粗雑な取扱は、器具の寿命を著しく低下させるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 1) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に、ヒビ、キズがないか、又先端部・軸部に大きなキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。