

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
JMDN コード：31750002

トランスボンド MIP プライマー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本材はメタクリレート系モノマーに敏感な患者には使用しないこと。
2. ブラシ チップ及びディスポーザブル ウェルは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料：エタノール、ビスフェノール A ジグリシジル エーテル ジメタクリレート、その他
2. 形状：下図に示す。



3. 原理

本材は歯面のエッチング処理後、その粗造化された表面の濡れ性を向上させる等の接着に適した状態に改質するものである。湿潤下並びに乾燥下において使用できる。

【使用目的又は効果】

歯列矯正用ブラケット又はバンドの歯牙若しくは歯冠修復物への合着又は接着に用いること。

【使用方法等】

1. 歯面をフッ素や油を含まない歯面研磨剤等で清掃し、水洗する。歯面に唾液が付かないように、コットンロール等で防湿を行う。
2. 油分や水分を含まないエアで、歯面を完全に乾燥させる。
3. エッチング材の添付文書に従い、エッチング材を塗布する。
4. 水洗して余分な水分は取り除く。ただし、水洗後、歯面を完全には乾燥させないこと。
5. 本材を 3 滴ウェルに滴下する。蒸発を防ぐために滴下後にはボトルの蓋を閉める。
6. プライマーをブラシの先端に染み込ませ、エッチングされた歯面に 1 層塗布する。歯肉部には触れないようにする。
7. それぞれの歯面ごとに 2～5 秒間静かにエアを吹き付ける。
8. 光重合接着材の添付文書に従いアタッチメントを接着する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本材にはメタクリレート系モノマーが含まれており、稀にアレルギー反応を惹起する。アレルギー反応が生じた場合、使用を中止し、直ちに患者に医師の診断を受けるように指示すること。
 - 2) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - 3) 本材が、口腔軟組織や皮膚に付着したり、目に入ったりしないように注意すること。

- 4) 万一、本材が皮膚に触れた場合は、石鹸と水で洗浄すること。また、目に入った場合は、大量の流水でよく洗浄すること。痛みなどが続く場合、医師の診断を受けること。
 - 5) 本材を使用する際には、手袋を着用すること。ゴム手袋はアクリレート類の浸透が知られているため、液が付着した場合はすぐに手袋を捨て、石鹸と大量の流水で手を洗い、その後新しい手袋を着用すること。
 - 6) 本材を使用する際には、保護眼鏡などを着用すること。また、患者に対しても保護眼鏡などで目に入らないように留意すること。万一、目に入った場合は、すぐに大量の流水で十分に洗浄して専門医（眼科医）の診察を受けること。
 - 7) ブラシ チップ及びディスポーザブル ウェルは再使用禁止。
2. その他の注意
 - 1) 本材は湿潤並びに乾燥下で作用するようになっている。プライマー塗布後水分や唾液で汚染された場合は、汚染された領域に本材を再度塗布し、歯面に 3 秒間すり込み、1～2 秒間穏やかにエアを吹きつけ、ただちにボンディング作業を行うこと。
 - 2) ボンディング前に光重合用ライトを当てないこと。
 - 3) エナメル質に浸潤するレジンベースのプライマーは、特定の条件では一時的にエナメル質の外観の変化をきたすことがある。これは、変色ではなくエナメル質が白濁した外観を呈していることによる。
 - 4) 【保管方法及び有効期間等】に記載されていない保管方法による製品の劣化、又は不具合の発生は、全て術者の責任となる。
 - 5) 【使用方法等】に記載されていない使い方による脱落等の不具合の発生は、全て術者の責任となる。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 1) 2℃～27℃で保管すること
 - 2) 温度が上昇するところ並びに直射日光や強い光が当たるところに置かないこと。
2. 有効期間
 - 1) 包装に記載【自己認証（製造元データによる）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルベンタムイノベーション株式会社
TEL：0120-296-303（カスタマーコールセンター）

外国製造所の国名及び製造業者の名称

米国、ソルベンタム ユーエス エルエルシー（Solventum US LLC）