

**2025 年 10 月改訂(第 5 版)
*2022 年 1 月改訂(第 4 版)

医療機器承認番号:21900BZX01327000

機械器具(30) 結紮器及び縫合器
管理医療機器 一般の名称: 体内用止血クリップ JMDN コード: 34050000
グレイハウンドクリップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品はジョーの把持力を 3 段階に調節できる X 線不透過性の小型鉗子である。小型で軽量の構造でスプリングの力により、小血管、組織等を一時的に把持することができる。

2. サイズ

品番	最大開口時幅	色
N-10157	6mm ストレート	シルバー/パープル

3. 原材料: ポリカーボネート、熱可逆性エラストマー、硫酸バリウム、ステンレス鋼(SUS302)、シリコン油



【使用目的又は効果】

心臓血管外科手術及び末梢血管手術を行う際、血管の一時的止血、組織の把持を行うために使用する。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、包装内で本品を固定しているカートリッジを外し、本品を取り出す。
2. 本品は親指と人差し指で、又はクリップアプライヤー等で、フィンガーグリップを押してジョーを開き、目的の血管や組織等を挟み把持する。
3. 本品は、フィンガーグリップの中にあるスプリングの力でジョーの把持力が得られる。パッドに力を加えることでジョーが開き、緩めることでジョーが閉じる。
4. ジョーの把持力は、把持力調整ダイヤルを兼ねるフィンガーグリップのダイヤルを回転させることで変更することができ、把持力はフィンガーグリップの側部にあるウィンドーに以下の 3 段階の数値で表示される。
 - ・「3」：最大把持力
 - ・「2」：最大把持力の 3/4 の把持力
 - ・「1」：最大把持力の 1/2 の把持力

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品はダイヤルにより把持力を 3 段階に調節することが可能である。必要に応じて把持力を調整してから使用すること。現在の把持力はフィンガーグリップの側部のウィンドーに数値で表示されている。
2. 本品は、手術において一時的に使用する小型鉗子であるため、体内に留置しないこと。
3. フィンガーグリップの中のスプリングにゴム手袋や縫合糸を挟まないよう注意すること。
4. 縫合糸を誤って本品に通し、縫いつけないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光、水濡れ及び化学物質の気化ガスが生じるおそれのない場所で保管すること。

2. 有効期間・使用の期限

本品の外箱の表示ラベルに記載。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: センチュリーメディカル株式会社
電話 番 号: 03-3491-1095
ファックス番号: 03-3491-1157

** 外国製造業者: Vitalitec International, Inc.
* 国 名: アメリカ合衆国