

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 クラスⅠ 歯科技工用真空攪拌器 JMDN:70742000

スマートミックスX2

*【使用目的又は効果】

真空ポンプにより石膏や埋没剤の気泡を除去し、攪拌を行う機器。

*【形状・構造及び原理等】

[形状]



[付属品]



羽根付ミキシングボウル 500ml



スペアフィルター (1個)

[本体仕様]

外形寸法 (W×D×H)	250 x 160 x 350mm
重 量	8,5kg
電 源	115/230V, 50/60Hz
ヒューズ	T2, 5A
消費電力	210W
ミキシングスピード	最大 550 r. p. m.
真 空 度	100 mbar
ポンプ容量	15.8 l/min

*【使用方法等】

設置、使用する際は、付属の取扱説明書を必ず参照してください。

[設置方法]

- ① 本体を壁掛けで使用する場合は、本体の重量に十分耐え得る強度のある平らな壁に取り付けます。
専用スタンド(別売)を使用する場合は、専用スタンドをしっかりと本体に取り付け、水平な場所に設置します。
- ② 本体に電源コードを取り付けコンセントに差し込みます。
- ③ 底面にある電源スイッチをONにします。(LCディスプレイ点灯)
- ④ マルチダイヤルボタンを回すことによりプログラムを呼び出し、マルチダイヤルボタンを押します。
本体内で真空ポンプが作動しますので、ミキシングボウルをセットします。
ボウル内の吸引を行ない予めプログラムで設定した攪拌を開始します。
- ⑥ 攪拌が終了するとアラームがなるので、ミキシングボウルを手で支えてマルチダイヤルボタンを押して、ポンプの作動を停止し、吸引が解かれたミキシングボウルを取り外します。

- ⑦ 使用を終了する場合、電源スイッチをOFFにします。

*【使用上の注意】

- ① 使用する前に取扱説明書をよく読むこと。
- ② スタンドを使用する場合、設置場所は水平かつ強度のある台を使用すること。壁掛けタイプで使用する場合は、平らで十分強度がある壁に設置すること。
- ③ 使用を終了する時、電源スイッチをOFFにし、長期間使用しない場合は電源プラグを抜いておくこと。
- ④ 湿気が多い場所、濡れた場所での使用は感電事故の元になりますから、絶対に使用しないで下さい。
- ⑤ 操作中に回転ムラなど製品の調子が悪かったり、異常に気がついたら直ちに操作を中止して下さい。
- ⑥ 歯科医療有資格者以外は、ご使用にならないで下さい。

*【保管方法及び有効期間等】

本体は水のかからない場所に設置・保管すること。
湿気や蒸気を避けて室温で設置・保管すること。
本体は水平に設置・保管すること。

*【保守、点検に係る事項】

- ① いつも安全に能率よくご使用いただくために、使用前に吸引口等、機器の点検を行なって下さい。
また、1～2年毎に、定期点検をお勧めします。
- ② 部品の交換は、必ず指定された純正部品をお使いください。
- ③ 使用后、本体に水がかかったりしている場合、本体、吸引口を乾いた布等でふき取り清潔に保ってください。

[別売りオプション]

ミキシングボウル	100、250、500、750、1000ml
羽根付きミキシングボウル	100、250、500、750、1000ml
スペアフィルター	5個入
専用スタンド	1台

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元	セレック株式会社
住所	〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号	06-6765-0691
FAX番号	06-6765-0690

製造業者	Amann Girsbach GmbH
製造国	オーストリア

取扱説明書等を必ずご参照ください。