

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 整形排液用カニューレ（JMDN コード：70352000）

吸引カニューレ 150D CS

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ① 器具の改造などの二次加工は破損の原因になるので絶対に行わないこと。
- ② 本器にアレルギーを示す患者に使用しないこと。
- ③ 再使用禁止。
- ④ 本品の廃棄は、医療廃棄物・バイオハザード以外の取り扱いとして廃棄してはならない。

【形状、構造及び原理等】

使用素材は、ステンレス（SUS304）を使用し耐薬性、耐圧性とシジョイント部分は、吸引器や回収容器に接続し易いようロック式に加工している。また、先端は研磨し横穴式としている。素材は、JIS T0993-1：2005 の医療機器の生物学的評価第一部：評価及び試験に適合している。本品は単回使用である。

【使用目的又は効果】

他のカニューレに分類されない整形排液用カニューレをいう。

【使用方法等】

- ① 本品を無菌的に取り出し、穿刺し注入、採取等を行う。
- ② 使用後、各医療施設における医療廃棄物の廃棄手順に従って廃棄する。

【使用上の注意】

- ① 本品による組織採取は、感染防止用の手袋をご利用ください。
- ② 接合部に緩みがないよう、シリンジ等と接合してください。また、使用中は定期的に緩みがないよう、外れることがないよう確認してください。
- ③ 過度な締め付けは行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 直射日光を避け、高温多湿で無い場所に保管してください。
- ② 包装材料を傷つけないように注意の上、保管してください。
- ③ 使用期限は滅菌年月日より5年間とし、使用期限を過ぎたものは破棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：セルソース株式会社

電話番号：03-6455-5308