

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 整形排液用カニューレ（JMDN コード：70352000）
吸引カニューレ 180D CS

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ①器具の改造などの二次加工は破損の原因になるので絶対に行わないこと。
- ②本器にアレルギーを示す患者に使用しないこと。
- ③再使用禁止。
- ④本品の廃棄は、医療廃棄物・バイオハザード以外の取り扱いとして廃棄してはならない。

【形状、構造及び原理等】

本品は、シリンジ等の吸引器具に接続して体液等を吸引する整形排液用カニューレである。

【使用目的又は効果】

他のカニューレに分類されない整形排液用カニューレをいう。

【使用方法等】

- ① 本品を無菌的に取り出し、シリンジ等の吸引器具に接続する。
- ② 穿刺部位に穿刺し、吸引等を行う。
- ③ 使用後、各医療施設における医療廃棄物の廃棄手順に従って廃棄する。

【使用上の注意】

- ① 本品による組織採取は、感染防止用の手袋をご利用ください。
- ② 接合部に緩みがないよう、シリンジ等と接合してください。また、使用中は定期的に緩みがないよう、外れることがないよう確認してください。
- ③ 過度な締め付けは行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 直射日光を避け、高温多湿で無い場所に保管してください。
- ② 水漏れに注意し、清潔な場所に保管してください。
- ③ 包装材料を傷つけないように注意の上、保管してください。
- ④ 使用期限は滅菌年月日より 5 年間とし、使用期限を過ぎたものは破棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：セルソース株式会社

電話番号：03-6455-5308