

機械器具（80）はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非侵襲式家庭向け鍼用器具(JMDNコード: 34675001)

再使用禁止

チューニングエレメント

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、4×4cm の粘着性パッチである。プラスチック製保護シートと 紙製の裏面で構成されている。身体に刺入せず皮膚に貼付することで身体のコリや疼痛の原因の緩和を行うことができる。



2. 原材料

パッチ	アクリレーツ/Va/ネオデカン酸ビニル共重合体
保護フィルム	プラスチックフィルム
裏紙	剥離紙

【使用目的又は効果】

本品は、家庭で身体のコリや疼痛の原因の緩和を目的に使用するため、身体に刺入せず皮膚に貼付する器具である。

【使用方法等】

1. パッチの準備

パッチから透明な保護シートをはがす。

2. パッチを貼る

リリースパッチを（パッチ側を下にして）乾いた肌に貼りしっかりと押す。

3. パッチを湿らせる

温かい湿ったスポンジ/布をパッチの裏に押し当て完全に湿らせた後30 秒待ち、裏紙をはがす。

【使用上の注意】

<重要な基本的事項>

・医師の治療を受けている方や下記に該当する方は専門家とご相談の上ご使用ください。

- 皮膚に創傷や感染症がある方。創傷面の悪化や二次感染の可能性あります。
- 妊娠中または授乳中の方。
- 心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器を装着している方。
- 他の治療機器をご使用の方。

・ご使用にあたっては、本品に異常がないか確認してからご使用してください。

・使用中、接触部分が皮膚を傷付ける事があります。その際は、剥がした後の傷跡を化膿防止の為に消毒し、搔かないようにしてください。

・本品の使用により皮膚に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

・場合によっては使用中、痛みや疲労感が増す事があります。刺激

が強すぎる可能性もありますので、念の為本品を全て剥がしてください。

- ご使用後、皮膚に貼り付け跡が残る事がありますが、通常は数日で消えます。
- 本品を廃棄する場合には、お住まいの各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質で汚染される可能性のある場所を避けて保管してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者：ソルブ株式会社

・製造業者：Tuning Element

国名：アメリカ合衆国