

医療用品 01 画像診断用自己現像フィルム JMDN40983000
一般医療機器 単回使用

ブルーサーマルフィルム

再使用禁止

【警告】

◆使用期限（包装に記載）を過ぎた製品は、使用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ◆ 再使用禁止。 二重プリントをしないこと。
- ◆ 弊社指定の機器以外でプリントしないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

支持体に感熱材料を塗布したものです。
型式により、サイズが4機種に分かれております。
サイズは、カートン箱を参照してください。
UPT-510BL 六切
UPT-512BL 四切
UPT-514BL 大四切
UPT-517BL 半切

【動作原理】

フィルム感熱材料層にサーマルイメージャーからの熱が加えられ、発色反応を起こし、目に見える黒い画像が形成されます。
この黒い画像が診断画像となります。

【使用目的又は効果】

画像診断用イメージャー用に使われるフィルムをいいます。

【使用方法等】

【装置】

本フィルムに適合した弊社指定の専用装置で使用し、装置の使用方法に従うこと。

【指定機器】

画像診断用イメージャー デジタルフィルムイメージャー
製造販売届出番号 14B2X10061000001

【フィルムの装填】

未撮影のフィルムを装填して使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ① 開封後はなるべく早めに使用すること。
- ② 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
- ③ フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
- ④ 静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
- ⑤ 濡れた手による取扱いは避けること。
- ⑥ 二重プリントをしないこと。
- ⑦ 使用目的以外に使用しないこと。
- ⑧ 長時間高温下での取扱いは避けること。特にスポットライトやOHPを使用する場合には注意すること。
- ⑨ フィルムは高温となる場所（窓際、暖房器具）のそばでの保管・放置は避けること。

その他の注意事項

- ⑩ フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

2) 有効期間

有効期間（使用期限）は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ソニー株式会社
お問い合わせ先：0120-788-333

製造業者：王子イメージングメディア株式会社