

機械器具 25 医療用鏡

一般医療機器 一般的名称:顕微鏡付属品 (JMDN コード 37294000)

特定保守管理医療機器 **ファーストスコープ 08型用 ビームスプリッタ**

【禁忌・禁止】

・本製品は、ファーストスコープ 08 型専用オプションです。他の機器で使用しないこと。[カメラが脱落するおそれがあるため。]

・目視画像とモニター等の映像にズレ、ボケのないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ENTFirst 第一医科株式会社

東京都文京区本郷2-27-16

TEL 03-3814-0111

FAX 03-3814-0135

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

ファーストスコープ 08 型用 ビームスプリッタ×1

2. 外観写真



製造業者

第一医科株式会社 技術センター

3. 作動・動作原理

ファーストスコープからの像を CCD、CMOS カメラ等の撮像面に結像する。

4. 品目仕様

Cマウント

【使用目的又は効果】

顕微鏡に取付けることで、ファーストスコープ 08 型で観察している像を、CCD、CMOS カメラ等で記録またはディスプレイ装置等に表示し患者への説明、記録等に用いる。

【使用方法等】

- ①ファーストマイクロスコープ 08 型の接眼レンズ部を取り外します。
- ②鏡筒へ本製品を取付けます。
- ③本製品に取り外した接眼レンズ部を取付けます。
- ④マウント部に任意の CCD、CMOS カメラ等を取付けます。
- ⑤画像が正常に映し出されることを確認します。

【使用上の注意】

- ・接続する CCD、CMOS カメラ等は医療用であること。
- ・本製品の分解・修理は当社及び当社が指定する販売会社以外では絶対に行わないこと。
- ・レンズ及び内部の鏡部を汚さないこと。
- ・取り付ネジの締め付けを確実にすること。

【保管方法及び有効期間等】

環境条件(使用、輸送及び保管時)			
周 囲 温 度	10℃	—	40℃
相 対 湿 度	30%	—	75%
気 圧	700hPa	—	1060hPa

- ・水のかからない水平な場所で直射日光が照射しない場所に保管すること。
- ・また気圧、温度、湿度は指定された環境条件を満たす場所に保管すること。
- ・保管・運搬時は傾斜、振動、衝撃等与えないよう安定状態に注意すること。
- ・化学薬品類の保管場所及び近接場所や腐食性ガスの発生するおそれのある場所、ホコリの多い場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

ご使用前、ご使用後に、以下のことを確認してください。

- ・鏡筒部との接続部にガタつき、緩みがないこと。
- ・CCD、CMOS カメラ等が確実に固定されていること。