

器 25 医療用鏡

一般医療機器 一般の名称:顕微鏡付属品 (JMDN コード 37294000)

特定保守管理医療機器 **ファーストスコープ用 CCD アダプター**

****【禁忌・禁止】**
・本製品は、ファーストスコープ専用オプションです。他の機器で使用しないこと。[カメラが脱落するおそれがあるため。]

- **【形状・構造及び原理等】**
1. 構成
ファーストスコープ用 CCD アダプター
2. 外観写真



【保守・点検に係る事項】		
点検項目	点検方法	点検頻度
確実に固定されているか	動かしてみ、動かないこと	使用前
画像が映るか	CCDカメラの出力を確認すること 画像がぼけていれば、フォーカス調整、輝度調整を行うこと	使用前
レンズ面にホコリ、ヨゴレ等が無い	目視点検	使用前

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者 **ENTFirst 第一医科株式会社**
製造業者
東京都文京区本郷2-27-16
TEL 03-3814-0111
FAX 03-3814-0135

3. 作動・動作原理
ファーストスコープからの像を CCD カメラの撮像面に結像する。

4. 品目仕様
Cマウント、フォーカス調整機能付、F70mm

****【使用目的又は効果】**
顕微鏡とともに使用し、顕微鏡の機能を追加することを目的とした機器をいう。ファーストスコープで観察している像を、CCDカメラに取込み、記録またはディスプレイに表示し患者への説明などに用いる。

****【使用方法等】**
ファーストスコープの鏡筒部にリングネジで固定し、さらに CCD カメラを同様に固定します。カメラ側で輝度調整を行い、CCDアダプターのフォーカス調整を行い、画質を確認してから使用してください。

****【使用上の注意】**

- ・接続する CCD カメラは医療用であること。
- ・本製品の分解・修理は当社及び当社が指定する販売会社以外では絶対に行わないこと。
- ・レンズ及び内部の鏡部を汚さないこと。
- ・取付ネジの締め付けを確実にすること。

***【保管方法及び有効期間等】**

環境条件(使用、輸送及び保管時)	
周囲温度	10℃ — 40℃
相対湿度	30% — 75%
気圧	700hPa — 1060hPa

・水のかからない水平な場所で直射日光が照射しない場所に保管すること。
また気圧、温度、湿度は指定された環境条件を満たす場所に保管すること。
・保管・運搬時は傾斜、振動、衝撃等与えないよう安定状態に注意すること。
・化学薬品類の保管場所及び近接場所や腐食性ガスの発生するおそれのある場所、ホコリの多い場所に保管しないこと。