

1. 本品に損傷又は異常がある場合には使用しないこと。
2. 輸液の容器は均一の圧がかかるように、装てんスペースに装着すること。
3. 40kPa の圧力でも輸液を押し出せないときは、本品の使用を中止すること。
4. セットする輸液については、流出量に注意して使用すること。
5. 輸液の投与にともない圧力が低下するため、必要に応じ加圧を行うこと。
6. 複数の輸液を同時に入れて使用しないこと。
7. バッグへの加圧時、圧力ゲージの値を確認しながら加圧を行うこと。
8. 加圧後、三方活栓のハンドルを送気のままで使用すると、徐々に圧力が低下するため、圧力維持にすること。
9. 取り扱いに習熟した者以外は本品を取り扱わないこと。

10. 本品を輸液投与目的以外にて使用しないこと。
11. 使用後は適切な方法にて廃棄すること。

重要な基本的注意

1. 取り扱いに習熟した者以外は本品を取り扱わないこと。
2. 使用後は適切な方法にて廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

滅菌の使用期限（保証期限）は3年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373