

歯科材料（06）歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用アルギン酸塩印象材 35863000
CAVEX クリームアルジネート

【禁忌・禁止】

- 本品の配合成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

- 1) 製品形状
粉末



- 2) 主成分

アルギン酸カリウム、アルギン酸ナトリウム、ケイソウ土、硫酸カルシウム

- 3) 色調

淡紫色

- 4) 原理

本品は水と練和することによりゲル化反応を生じ、弾力性のある硬化体となる。

- 5) その他

23℃の脱イオン水で混和する場合の標準操作時間は以下の通り。
〔試験方法：JIS T6505〕

練和時間	30 秒
トータル操作時間	2 分
初期硬化時間	2 分 15 秒

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に用いること。

* 【使用方法等】

- 1) 患者は口腔内を温水でよく洗浄しておきます。
2) 付属の計量スプーンと計量カップを使用して、本品と水を計量します。
混水比は、以下の“計量基準”を参照してください。
〔計量基準〕

適用部位	本品（粉末）	水
	計量スプーン	計量カップ
部分義歯	1 杯（7.1 g）	ライン（15.3ml）
総義歯	2 杯（14.2 g）	ライン（30.6ml）
特に大きな印象	3 杯（21.2 g）	ライン（46.0ml）
高粘度アルジネート テクニック用	3 杯（21.2 g）	high viscosity ライン（32.5ml）

水温、水の硬度などにより、操作時間に多少影響がありますので、水の量を増減するなどして適度な粘度に調整してください。

- 3) 計量した本品と水を約 30 秒間で均一に練和してください。
4) 練和後、印象トレーに盛り、水で濡らした清潔な指で表面を滑らかにします。
5) 4) のトレーを口腔内に軽く圧接し、約 1 分 30 秒間保持します。
6) 口腔内から撤去後、採得した印象を流水下で血液・唾液などを洗い流した後、余剰水分を除き、できるだけ速やかに石こうを注入し、模型を作製します。

〔本品と併用する材料〕

歯科用石こう：JIS T 6600 に適合した歯科用硬質石こう又は超硬質石こう

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 本品の印象トレーへの過剰の盛付けは、咽頭部への流れ込みの原因となるため、避けること。
2) 粉末は計量前によくほぐしてから採取すること。
3) アルミバックの開封後は、密閉できる容器に入れ替え、使用後はすぐにフタを閉めること。
4) 計量スプーンに入れた印象材を上から押さえつけないこと。
5) 採得した印象は、血液、唾液などを十分洗浄後、必要に応じ消毒を行うこと。
6) 採得した印象はそのまま放置しないこと。また濡れたティッシュ等でくるむと、印象が水分を吸収し膨張する為、避けること。
7) 印象採得後すぐに石こうを注入できない場合は、採得した印象をプラスチックバックに入れて密封すること。その際、石こう模型の作製は印象採得後、48 時間以内に必ず行うこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2) 本品又は練和物が目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
3) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 直射日光を避け、25℃以下の低温で、乾燥した場所に保管すること。

〈使用期限〉

- 本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
〔記載の使用期限は、自己認証（製造業者データ）による。〕
〔例：☒ ○○○○－○○は使用期限○○○○年○○月末日を示す。〕
開封後は使用期限に係らず、すみやかに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：カーベックス社（オランダ）
CAVEX Holland BV