

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科精密アタッチメント固定用キット 70758000
CM ロック インストルメント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

製品番号	製品名	材質	単品 入数
05001328	CM ロック プロセッシング インサート(技工用)	ポリエーテル エチレン	4
07000201	CM ロック スペーサー	ポリエーテル エチレン	4
07000202	CM ロック ブロックアウト スペーサー	プラスチック	4
07000204	CM ロック アナログ	チタン合金	4
07000205	CM ロック マルチツール	チタン合金	1
07000213	CM ロック 印象パーツ	ポリエーテル エチレン	4
07000217	CM ロック ハウジング エキストラクター	ステンレススチール	1
07000219	CM ロック パラレロメーター インサート	チタン合金	1

(単回使用に該当する製品)

05001328、07000201、07000202、07000204、07000213

【使用目的又は効果】

歯科用補綴物の作製時に、精密アタッチメントを適切な位置に固定するために用いる器具・材料をいう。

【使用方法等】

CM ロック プロセッシングインサート(技工用)

義歯のレジン重合時に仮のインサートとして、CM ロックハウジングチタン (認証番号: 231AIBZX00005000) に装着する。

CM ロック スペーサー

義歯作製の際、アナログに装着しレジンの填入を行う。完成義歯の内面にフィメールが納まるスペースを確保できる。

CM ロック ブロックアウトスペーサー

義歯のレジン重合時に、CM ロック メールパーツ (認証番号: 231AIBZX00005000) に被せ、フィメールとの結合を防ぐ。

CM ロック アナログ

- 1) 印象内に取り込まれた CM ロック 印象パーツに本品を装着する。
- 2) 通法に従い石膏を注入し、作業模型を作製する。

CM ロック マルチツール

CM ロック ペクトンインサートに挿入する。凸側でインサートをフィメールに固定させ、凹側でインサートをフィメールから取り外す。

CM ロック 印象パーツ

- 1) 本品を根面板上の CM ロック メールパーツに装着する。
- 2) 通法に従い、印象を採得する。

CM ロック ハウジングエキストラクター

義歯床からフィメールを撤去する際に用いる。

CM ロック パラレロメーターインサート

パラレロメーター等に取り付けた本品で CM ロック メールパーツを把持することにより、メールパーツを根面板の正確な位置に固定させる。

* 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 研磨の際は、粉塵による人体への影響を避けるために吸塵装置及び防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。目の損傷を防止するために防護メガネ等を使用すること。
- 2) 技工作業を行う際は換気設備の整った場所で作業を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者: 大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先: 0120-382-118

製造業者: センザメトウ社 (スイス連邦)

Cendrex+Métaux SA