

機械器具（49）医療用穿刺器、穿削器及び穿孔
一般医療機器 歯科用スチールバー 16669000
（歯科用ダイヤモンドバー 16670000）
ボーンリング用外科器具

【禁忌・禁止】

- ・本品の配合及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと

*【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状



33000 / ボーンリング用外科器具

2) 材質

本セットの構成品と材質は下記のとおり。

製品番号	構成品	入数 (個)	材質 (※1)
33002	ボーンリング・トレフイント・リルφ6	1	①
33003	ボーンリング・トレフイント・リルφ7	1	①
33004	ボーンリング・ダイヤモンド・バー	1	②
33005	ボーンリング・ダイヤモンド・ディスクφ10	1	②
33006	ボーンリング・グラネーターφ6	1	①
33007	ボーンリング・グラネーターφ7	1	①

(※1)：①ステンレススチール

②ステンレススチール（ダイヤモンドコーティング）

**【使用目的又は効果】

本品は歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いるステンレス鋼製の回転式研削器具である。

**【使用方法等】

- 1) 本品の使用前に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
- 2) 本品は、ボーンリング埋入術に使用する外科器具のセットである。
- 3) 本品を適法に従って使用し、リング床を形成する。
- 4) 使用後は、【保守・点検に係る事項】を参考に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 以下の適正回転速度を厳守し、これ以上の回転数で使用しないこと。

適正回転速度	800rpm
--------	--------

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 十分な冷却と低速動作などにより、回転ツールに起因する骨の熱損傷を防止すること。
- 2) 本品を口腔内で使用の際は、脱落等による誤飲に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 1) 本品の使用後は、表面に付着している血液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに出来るだけ早く除去し、感染防止のために直ちに洗浄、消毒を行うこと。
- 2) 腐食の原因となるため、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤の使用を避けること。・腐食の原因となるため、酸やアルカリの強い洗浄液の使用を避けること。
- 3) 消毒・洗浄剤は45℃以下で使用する。
- 4) 超音波洗浄器等で洗浄をする際は、器具同士が接触して損傷することが無いよう注意すること。
- 5) 金属タワシやクレンザー等での洗浄は行わないこと。
- 6) 洗浄剤の残留がないよう流水にて十分にすすぎを行い、仕上げすすぎには蒸留水を用いること。
- 7) 洗浄後は腐食防止のため、速やかに乾燥させること。
- 8) 本品の洗浄後は、汚れ・破損・可動部の動き等を点検すること。
- 9) 滅菌は以下に例示する条件で行うこと。

方法	温度	滅菌時間
高圧蒸気滅菌	134℃	5分

- 10) 汚染された蒸気は器具の腐食、錆び等の原因となるため、滅菌器には必ず蒸留水を使用すること。
- 11) 腐食した器具は滅菌しないこと。また滅菌後にも腐食がないか点検すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：ウストメッド社 ドイツ

USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz
GmbH & Co. KG