

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント補綴用器具 70722000
コア 3 D スクリュードライバ

***【形状・構造及び原理等】**

1) 製品形状



C3D2874、C3D2875

製品番号	製品名
C3D2875	角度補正用スクリュードライバ（コントラ用：短 24mm）
C3D2874	角度補正用スクリュードライバ（コントラ用：長 32mm）

2) 材質：ステンレススチール

****【使用目的又は効果】**

本品は、歯科インプラント用の補綴物の装着、固定などの目的に用いる器具である。

***【使用方法等】**

- 1) 本品は未滅菌であるため使用前に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
- 2) 本品は上部構造を固定するスクリューをネジ止めする際に用いる器具である。ハンドピースに接続して用いる。
- 3) 使用後は、【保守・点検に係る事項】を参考に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 破損、変形などの原因となるため、必要以上の力を加えないこと。

****【使用上の注意】**

（重要な基本的注意）

- 1) 本品を口腔内で使用の際は、脱落等による誤飲に注意すること。

【保管方法及び使用期間等】

（保管方法）

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

****【保守・点検に係る事項】**

- 1) 本品の使用後は、表面に付着している血液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに出来るだけ早く除去し、感染防止のために直ちに洗浄・消毒を行うこと。
- 2) 腐食の原因となるため、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤の使用を避けること。
- 3) 超音波洗浄器等で洗浄をする際は、器具同士が接触して損傷することが無いよう注意すること。
- 4) 金属タワシやクレンザー等での清掃は行わないこと。
- 5) 洗浄液の残留がないよう流水にて十分にすすぎを行い、仕上げすすぎには蒸留水を用いること。
- 6) 洗浄、消毒後は汚れ・破損等を点検すると共に、腐食防止のため、速やかに圧縮空気乾燥させること。
- 7) 滅菌は、以下に例示する条件で行うこと。

滅菌方法	滅菌温度	滅菌時間
高圧蒸気滅菌	132℃	20 分間以上

- 8) 腐食した器具は滅菌しないこと。また滅菌後にも腐食がないか点検すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：アビネント インプラントシステム社
（スペイン）

AVINENT IMPLANT SYSTEM S.L.U.