

* 機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000
コア 3D スキャン用アバットメント

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状



製品番号	製品名
C3D1768	コア 3D スキャンアバットメント アンキロス C
C3D1793	コア 3D スキャンアバットメント アストラ ユニアバット 20°/45°
C3D2096	コア 3D スキャンアバットメント アストラ オッセオスビート 3.0
C3D1835	コア 3D スキャンアバットメント アストラ オッセオスビート 3.5/4.0
C3D1828	コア 3D スキャンアバットメント アストラ オッセオスビート 4.5/5.0
C3D1830	コア 3D スキャンアバットメント 3i エクスターナル 3.25
C3D1833	コア 3D スキャンアバットメント 3i シャーデン 3.4
C3D1834	コア 3D スキャンアバットメント 3i シャーデン 4.1/5.0/6.0 共用
C3D2076	コア 3D スキャンアバットメント ストロマン・ボーンレベル NC
C3D2077	コア 3D スキャンアバットメント ストロマン・ボーンレベル RC
C3D2085	コア 3D スキャンアバットメント ストロマン RN
C3D2086	コア 3D スキャンアバットメント ストロマン WN
C3D2087	コア 3D スキャンアバットメント ストロマン RN synOcta
C3D2088	コア 3D スキャンアバットメント ストロマン WN synOcta
C3D1786	コア 3D スキャンアバットメント Zimmer スクリューメント 3.5
C3D1782	コア 3D スキャンアバットメント Zimmer スクリューメント 4.5
C3D2057	コア 3D スキャンアバットメント Zimmer スクリューメント 5.7
C3D1807	コア 3D スキャンアバットメント Avinent HE 4.1
C3D2089	コア 3D スキャンアバットメント ノーベルアクティブ NP
C3D2090	コア 3D スキャンアバットメント ノーベルアクティブ RP
C3D2078	コア 3D スキャンアバットメント プローネタルク NP
C3D2093	コア 3D スキャンアバットメント プローネタルク RP
C3D1781	コア 3D スキャンアバットメント プローネタルク WP
C3D2079	コア 3D スキャンアバットメント プローネタルクマルチユニット NP/RP
C3D2080	コア 3D スキャンアバットメント プローネタルクマルチユニット WP
C3D2081	コア 3D スキャンアバットメント ノーベルリプレイス NP
C3D2082	コア 3D スキャンアバットメント ノーベルリプレイス RP
C3D2083	コア 3D スキャンアバットメント ノーベルリプレイス WP
C3D2084	コア 3D スキャンアバットメント ノーベルリプレイス 6.0
C3D2067	コア 3D スキャンアバットメント ST ボーンレベル NC MB 3.5
C3D2074	コア 3D スキャンアバットメント ST ボーンレベル NC/RC MB 4.5
C3D2075	コア 3D スキャンアバットメント ST ボーンレベル RC MB 6.5
C3D2358	コア 3D スキャンアバットメント SPI 3.5
C3D2359	コア 3D スキャンアバットメント SPI 4
C3D2360	コア 3D スキャンアバットメント SPI 4.5
C3D2361	コア 3D スキャンアバットメント SPI 5.0
C3D2362	コア 3D スキャンアバットメント SPI 6
C3D1831	コア 3D スキャンアバットメント アンキロス B ベースナロー Non-Eng
C3D1832	コア 3D スキャンアバットメント カムロク 3.3mm
C3D1842	コア 3D スキャンアバットメント アンキロス B ベース Non-Eng
C3D1843	コア 3D スキャンアバットメント カムロク 3.8mm
C3D1844	コア 3D スキャンアバットメント カムロク 4.3mm
C3D1845	コア 3D スキャンアバットメント カムロク 5.0/6.0mm
C3D2038	コア 3D スキャンアバットメント サイプ 3.0mm
C3D2040	コア 3D スキャンアバットメント サイプ 3.4mm
C3D2285	コア 3D スキャンアバットメント カムロク バードアバットメント 4.3mm
C3D2305	コア 3D スキャンアバットメント カムロク バードアバットメント 6.0mm
C3D2368	コア 3D スキャンアバットメント サイプ 3.8/4.5/5.5mm
C3D2369	コア 3D スキャンアバットメント サイプ MP 3.4/3.8/4.5/5.5
C3D2534	コア 3D スキャンアバットメント 3i エクスターナル 4.0/5.0/6.0mm
C3D2625	コア 3D スキャンアバットメント バイオホライズン 3.5
C3D2626	コア 3D スキャンアバットメント バイオホライズン 4.5
C3D2627	コア 3D スキャンアバットメント バイオホライズン 5.7
C3D2713	コア 3D スキャンアバットメント バイオホライズン 3.0
C3D2845	コア 3D スキャンアバットメント ノーベルアクティブ 3.0
C3D4413	コア 3D スキャンアバットメント S&M ストレート/SP 3.8
C3D4426	コア 3D スキャンアバットメント S&M ストレート 3.3
C3D4515	コア 3D スキャンアバットメント S&M ストレート/SP 4.25
C3D4532	コア 3D スキャンアバットメント S&M ストレート/SP 5.0/6.0

2) 材質

スキャンアバットメント本体	PEEK、ステンレススチール
内蔵スクリュー	チタン合金 (Ti-6Al-4V)

**【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作などの目的に用いる器具である。

**【使用方法等】

技工用模型として使用する場合

- インプラントネックが再現された作業模型上の技工用アナログに、対応するスキャンアバットメントをスクリューで固定する。
- 各種歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを用いて 1) の模型をスキャンする。
- 保存されたスキャンデータをもとに CAD 用のソフトウェアで補綴物を設計する。

術中に試着する場合

- 本品を術中に使用するにあたり、必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
- 顎骨に埋め込まれたインプラントのプラットフォームに対応するスキャンアバットメントをスクリューで固定し、通法に従い印象採得を行う。

滅菌を行う場合は以下に例示する条件で行うこと。

方法	温度	滅菌時間
高圧蒸気滅菌	134℃	5 分

(製造業者推奨の滅菌条件)

(使用方法に関連する使用上の注意)

- 本品を各種インプラント製品に装着した際、適切な嵌合が得られているか確認し、異常がある場合は使用しないこと。
- 本品をスクリューで固定する際、スクリューが回転しなくなつてからさらにトルクをかけないこと。(本品の破損や、正確な位置情報が取得できない恐れがある。)

**【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 本品を口腔内で使用する際は、脱落等による誤飲に注意すること。
- 補綴物の設計は、専用のアプリケーションソフトウェアを使用すること。
- 本品は併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用 방법에準じて使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：アビメント インプラントシステム社
(スペイン)

AVINENT IMPLANT SYSTEM S.L.U.