

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品
铸造用スリーブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：スウェーデン&マルティナ社（イタリア）
SWEDEN & MARTINA S.p.A.

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

①铸造用ポスト

形状	製品番号	製品名	対応する スクリュー
	A-CCBAS-330-4	プレミアム チタンベース用 铸造スリーブ φ 3.30 H4	—
	A-CCBAS-330-6	プレミアム チタンベース用 铸造スリーブ φ 3.30 H6	—
	A-CCBAS-380-4	プレミアム チタンベース用 铸造スリーブ φ 3.80 H4	—
	A-CCBAS-380-6	プレミアム チタンベース用 铸造スリーブ φ 3.80 H6	—
	A-CCBAS-425-4	プレミアム チタンベース用 铸造スリーブ φ 4.25 H4	—
	A-CCBAS-425-6	プレミアム チタンベース用 铸造スリーブ φ 4.25 H6	—
	A-CCBAS-500-4	プレミアム チタンベース用 铸造スリーブ φ 5.00 H4	—
	A-CCBAS-500-6	プレミアム チタンベース用 铸造スリーブ φ 5.00 H6	—
	SH-CCABU-F-380	XA ポスト TS 用铸造ス リーブ（角）φ 3.80	A-PLAIN- VP200
	SH-CCABU-F-380-ROT	XA ポスト TS 用铸造ス リーブ（丸）φ 3.80	A-PLAIN- VP200

②スクリュー（XA ポスト用）

形状	製品番号	製品名
	A-PLAIN- VP200	XA ポスト TS 補綴用フィクセーションスクリュー M2.0

2) 材質：①ポリメチルメタクリレート

②チタン合金（Ti-6Al-4V）

*【使用目的又は効果】

本品は修復物等の製作に用いる既製パターンである。

*【使用方法等】

- 1) 作業模型上のアバットメントに、スナップオン固定又は付属のスクリューを用いて本品を固定し、個別の症例に応じて本品の形態を修正する。
- 2) 通法に従いワックスアップ、埋没、铸造を行い、修復物を作製する。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 破損、変形などの原因となるため、必要以上の力を加えないこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) インプラント手術を行うに当たり、包括的な患者評価と術前診断を行い、治療計画を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。