

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000
ダイナミック スクリュードライバー

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

①ダイナミック スクリュードライバー



製品番号	製品名
DSPDCLH-18	ダイナミック スクリュードライバー コントラ用（極短）
DSPDCLH-24	ダイナミック スクリュードライバー コントラ用（短）
DSPDCLH-32	ダイナミック スクリュードライバー コントラ用（長）

②ダイナミック アダプタードライバー



製品番号	製品名
43.621.410.01-2	ダイナミック アダプタードライバー フィンガー用
43.624.410.01-2	ダイナミック アダプタードライバー コントラ用（短）
43.630.410.01-2	ダイナミック アダプタードライバー コントラ用（長）

2) 材質

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の装着、固定などの目的に用いる器具である。

【使用方法等】

- 1) 本品は未滅菌であるため使用前に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。

ダイナミック スクリュードライバー

- ①本品をハンドピースに接続する。
②本品をアバットメントスクリュー上面にある、スクリューヘッドに差し込み、ハンドピースを回転させることにより締め付けを行う。

ダイナミック アダプタードライバー

- ①本品をダイナミック アダプターの頭部に装着する。
②フィンガー用は手動で、コントラ用はハンドピースに装着し、回転させることでダイナミック アダプターをフィクスチャーに装着する。

- 2) 使用後は、【保守・点検に係る事項】を参考に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) インプラント治療を行うに当たり、包括的な患者評価と術前診断を行い、治療計画を行うこと。
2) 本品を口腔内で使用の際は、脱落等による誤飲に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 本品の使用後は、表面に付着している血液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに出来るだけ早く除去し、感染防止のために直ちに洗浄、消毒を行うこと。

- 2) 腐食の原因となるため、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤の使用を避けること。
3) 超音波洗浄器等で洗浄をする際は、器具同士が接触して損傷することが無いよう注意すること。
4) 金属タワシやクレンザー等での清掃は行わないこと。
5) 洗浄液の残留がないよう流水にて十分にすすぎを行い、仕上げすすぎには蒸留水を用いること。
6) 洗浄、消毒後は汚れ・破損等を点検すると共に、腐食防止のため、速やかに圧縮空気乾燥させること。
7) 滅菌は、以下に例示する条件で行うこと。

滅菌方法	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
高圧蒸気滅菌	121℃～124℃	20 分以上	15 分以上

- 8) 腐食した器具は滅菌しないこと。また滅菌後にも腐食がないか点検すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118

製造業者：タラディウム エスパーニャ社（スペイン）
TALLADIUM ESPAÑA, S.L.,