

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用テンポラリーストッピング (70867000)
ジーシー テンポラリーストッピング

【形状・構造及び原理等】

該当規格 : JIS T 6507「歯科用テンポラリーストッピング」
形状 : 棒状
単一 1 函=500g
3 色組合せ 1 函=500g
(色調 3 色=ホワイト、イエロー、ピンク)
主成分 : 酸化亜鉛、ポリイソブレン樹脂、ワックス

特性

加圧短縮率	37℃	0.7%
	55℃	76.3%

【使用目的又は効果】

治療中の窩洞、根管などを仮封する。

【使用方法等】

- 1) 窩洞を十分に乾燥します。
- 2) 本品を適量採取し、加熱により軟化させ、窩洞に充填します。
- 3) 患者に咬合させ、余剰部を除去し、形態を整えます。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 窩洞に水分が残っていると歯質に接着しにくいいため、窩洞は充分に乾燥させること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
本品を加熱する際、火傷しないように注意すること。また軟化させた本品の温度が適当かどうかを確認してから患者に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診察を受けさせること。
 - ③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症がある術者は、本品を使用しないこと。また使用により過敏症状を起こした場合は、使用を中止し、すぐに医師の診察を受けること。
 - ④本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途意外に使用しないこと。
 - ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ⑥本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。
(自己認証による)*

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は、室温の乾燥した場所に保管する。
- ・本品は、直射日光のあたらない場所に保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 大成歯科工業株式会社
主たる設計元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー
住所 : 〒113-0033
: 東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480