

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科印象用ワックス (34807000)
ジーシー バイトアイワックス

【形状・構造及び原理等】

形 状：板状

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス

原 理：加熱軟化させたワックスを使用して口腔内の歯牙等の印象を採得する。

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に使用する。

【使用方法等】

- 1) 中心位咬合時における全顎の咬合状態を観察する場合は、一枚のワックスを使用します。必要に応じて、ハサミ等で適当な形に調整して使用します。
- 2) 必要に応じて、40℃程度での湯煎等により、適当な柔らかさに調整して使用します。
- 3) バイトアイにて計測を行う場合は、印象採得後、冷水で洗浄し、エアブロー等で水分を取り除いた後、速やかに計測します。
- 4) 本品は高い柔軟性を有している性質上、表面がこすれなどにより曇ったような状態になることがありますが、バイトアイによる計測に影響はありません。
- 5) 本品を用いたバイトアイによる計測方法については、バイトアイの使用法に従います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 2) 湯煎等により本品を軟化させる際、火傷に注意すること。
- 3) 本品を 40℃を大きく超えて加温すると、溶解する可能性があるため注意すること。
- 4) 本品を乾燥した歯牙や補綴装置に使用すると付着し、変形、ちぎれ等の原因となるので注意すること。
- 5) 本品は柔軟性を有するワックスであることから、印象採得後、室温で長時間放置すると変形し、適切な測定ができなくなる恐れがあるので注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること。）
 - ①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者/術者においては、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせる/受けること。
 - ②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ③本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ④本品の誤飲には充分注意すること。〔製品の誤飲が人体に影響する可能性がある〕
 - ⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・冷暗所に保管する。
- ・本品を、高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
- ・保管場所には、消火器を備える。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品は、医療廃棄物として廃棄する。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480