

機械器具74
一般医療機器

医薬品注入器
耳鼻咽喉科用薬液噴霧器 JMDNコード:70453000

東大型スプレー

【 禁忌・禁止 】

- (1) 本製品を改造、曲げ、打刻（刻印）、切削等の二次加工をすることは、故障、事故等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
- (2) 腐蝕性薬液には、使用しないで下さい。目詰まりの原因となります。
- (3) 天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー様症状の経験がある医療従事者の使用、及び患者への使用を禁止します。

【 形状、構造及び原理等 】



＜ 組 成 ＞

黄銅製クロムメッキ仕上げ
ガラス
天然ゴム

＜使用温度＞ 5～35℃

＜薬液容量＞ 20cc

【 使用目的又は効果 】

医薬品を投与するために、耳鼻咽喉(ENT)内部に吹き込むことができる手持型バルブ(手動ポンプ)を有する噴霧器をいう。

【 操作方法等 】

＜使用方法＞

- (1) 瓶内に薬液を入れ、瓶及びノズルを本体部に接続する。
- (2) 本体部のゴム球を握り薬液を先端部より噴霧する。
- (3) 使用後、本品の洗浄を行う。

＜使用方法に関する使用上の注意＞

- (1) 本スプレー先端等との接触で体表面を傷つけないように気をつけてください。
- (2) 使用時に必要以上の負荷をかけると、曲がり、破損等の原因となりますので、避けて下さい。特に先端ノズル部分の変形は噴霧不良の原因となります。

* 【 使用上の注意 】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸

困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状を稀に引き起こす可能性があります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、適切な処置を施してください。

(2) 使用後は瓶より薬液を抜き、本品の回路内を蒸留水等で洗浄後乾燥させてください。そのままにしておくと腐蝕により目詰まりの原因となります。

【 保管方法及び有効期間等 】

- (1) 温度及び湿度の高い場所での貯蔵を避けて下さい。
- (2) 使用後は腐蝕防止のため、必ず洗浄、乾燥して下さい。
- (3) 保管時、本製品に無理な応力を負荷しないでください。変形は噴霧不良の原因になります。

【 保守・点検に係る事項 】

- (1) 使用前には必ず汚れ、傷、変形、詰まり等の異常がないか確認してください。
- (2) 強アルカリ、強酸性洗剤、消毒剤等は本器を腐蝕させる恐れがありますので使用しないで下さい。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者の名称：株式会社大和製作所
電話：026-245-1576