

類別等：器具器械（58）整形用器具器械
一般医療機器 ボーンミル 18129000

販売名：イノメッド・ボーンミル

【警告】

- 加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]
- 骨移植以外の目的に使用しないこと。
- 冷凍骨及び皮質骨で使用しないこと[硬い骨を使用すると、本品の故障の原因となり理想的な骨片を得られなくなる。]

【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール及びアルミ合金

イノメッド ボーンミル



【使用目的又は効果】

骨を粉碎してスラリー又は粉末にするのに用いる。

【使用方法等】

1. 本製品のクランプを調整して固定する。
2. カッタードラムを骨片の大きさに合わせて選択する。本製品は、①ドラムの種類、②ドラムの回転速度、③骨片を押さえる力加減の三つの要因で、5～10mm レンジで骨片を作成できます。
3. カッタードラム、ロックナット、クランクハンドルを取り付けます。
4. 骨片を挿入し、カッタードラムを回し、プッシャーを押して骨片を作成します。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]
- 完全な凍結骨及び皮質骨は、粉碎しないこと。[カッタードラムの切れが悪くなります。]

【保守・点検に係る事項】

- 必ず血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用

後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]

- 保管の際には滅菌処理を行った後に、保管して下さい。
- 本製品は複雑な構造を有する製品のため血液などが隙間に付着することが予想されます洗浄の際には血液溶解剤又は蛋白質分解酵素剤の前処理を行い洗浄、滅菌を行って下さい。[通常の洗浄では、隙間部分に付着した血液・体組織等が除去しきれない恐れがあります。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
- 滅菌方法及び滅菌条件

真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4 分間以上（推奨）

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)
URL <http://www.innomed.net>