

Besmed シリコンマスク

【禁忌・禁止】

- <適用対象（患者）>
- ・直近で顔面、口腔、頭蓋骨の手術を受けた患者、又は外傷を負った患者。[症状を悪化させる可能性がある。]

・嘔吐のある患者、消化管からの出血を認める患者。[吐瀉物や血液で回路を閉塞させる可能性がある。]

・本品を装着した場合に顔との密着性を維持できない患者。[ガスが漏れ出し酸素供給不足となる可能性がある。]
- <使用方法>
- ・1患者に対してのみ使用し、複数の患者に対し使用しないこと。[相互感染の恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・シリーズ別サイズ表

1) 透明シリコンマスク



番 号	シリーズ名称	サイズ(mm)
SM-86583	透明シリコンマスク丸XXS#000	34φ
SM-86573	透明シリコンマスク丸XS#00	42φ
SM-86503	透明シリコンマスク丸S#0	52φ
SM-86513	透明シリコンマスク丸M#1	65φ

●コネクタ22mmオス

番 号	シリーズ名称	サイズ(mm)
SM-86523	透明シリコンマスク丸L#2	75φ
SM-86533	透明シリコンマスクS#3	82×98
SM-86543	透明シリコンマスクM#4	111×91
SM-86553	透明シリコンマスクL#5	127×101

●コネクタ22mmメス

2) シリコンマスク



番 号	シリーズ名称	サイズ(mm)
SM-86131	シリコンマスクS#3	100×78
SM-86141	シリコンマスクM#4	117×85
SM-86151	シリコンマスクL#5	129×84

●コネクタ22mmメス

3) ソフトシェル・シリコンマスク



番 号	シリーズ名称	サイズ(mm)
SM-86833	ソフトシェル・シリコンマスクM	88×72
SM-86843	ソフトシェル・シリコンマスクL	95×80
SM-86853	ソフトシェル・シリコンマスクXL	107×88
SM-86863	ソフトシェル・シリコンマスクXXL	119×98

●コネクタ22mmメス

4) レンデルペーカー
シリコンマスク



番 号	シリーズ名称	サイズ(mm)
SM-86303	レンデルペーカーシリコンマスクS#0	47×51
SM-86313	レンデルペーカーシリコンマスクM#1	56×65
SM-86323	レンデルペーカーシリコンマスクL#2	72×75
SM-86333	レンデルペーカーシリコンマスクXL#3	85×88

●コネクタ22mmメス

5) レンデルペーカー
シリコンマスク吸気弁付き



番 号	シリーズ名称	サイズ(mm)
SM-86413	レンデルペーカーシリコンマスク吸気弁(オレンジ)付きXS	78×67
SM-86423	レンデルペーカーシリコンマスク吸気弁(黄)付きS	78×77
SM-86433	レンデルペーカーシリコンマスク吸気弁(青)付きM	80×87

●コネクタ22mmメス

2. 原材料：シリコーンゴム

3. 作動原理

患者の鼻と口を覆うことで、人工呼吸器の呼吸回路からのガスを患者に供給することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、人工呼吸器等の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口を覆い、患者に人工呼吸器等からのガスを供給するためのマスクである。

【使用方法等】

1. 操作

- 1) 患者の体重等に基づき、適切な本品を選択する。
- 2) 人工呼吸器等の呼吸回路（本品に含まない。以下同じ）に接続する。
- 3) 人工呼吸器等を適切な流量に設定し、呼吸回路から本品を通じて適切にガスが供給されることを確認する。

2. 使用後の処置

- 1) 洗浄
- ・市販の中性洗剤を希釈したぬるま湯（35℃程度）に浸して手洗いで異物等の汚れを取り除く。

・大量の水（5L程度）で十分に洗い流す。
- 2) 滅菌
- ・透明シリコンマスク、ソフトシェル、シリコンマスク、レンデルペーカーシリコンマスク：134℃、20分を目安として、高圧蒸気滅菌を行う。

・シリコンマスク、レンデルペーカーシリコンマスク吸気弁付き：121℃、20分を目安として高圧蒸気滅菌を行う。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 呼吸回路から本品を通じて供給されるガスが清浄であることを確認すること。
- 2) 本品と患者の顔の密着性を確認すること。
- 3) 接続部の互換性を確認し、接続が確実に行われていることを確認すること。
- 4) 室温で使用する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品に損傷を認めた場合は使用しないこと。
- 2) 使用中に患者の肌に赤みや腫れなどの異常を認めた場合は、すぐに使用を中止すること。

＜不具合・有害事象＞

以下の有害事象は発現することがある。

- ・装着時の顔面の不快感
- ・顔面の発疹、かゆみ、潰瘍
- ・閉所恐怖症

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 温度：-20～60℃
湿度：30～60%
直射日光、高温、多湿を避け、清潔な室内で保管すること。
- 2) 医療従事者以外が触れないよう適切に保管及び管理すること。

＜有効期間＞

- 1) 製造日から5年とする。
- 2) 清掃は40回を上限とし、それを超えた場合は廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 洗浄時には以下に注意すること。
 - ・洗浄にアルコールを含む洗剤、漂白剤を使用しないこと。
 - ・洗浄に潤滑剤、研磨剤を使用しないこと。
- 2) 洗浄後は完全に乾燥させること。

【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

田中ゴム株式会社

電 話 番 号：048-797-5681

F A X 番 号：048-797-5691

製造業者

BESMED HEALTH BUSINESS CORP.（台湾）