

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 汎用診断・処置用テーブル JMDNコード：13958009
診断装置用リフトテーブル

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

本装置は、以下の場所では使用しないこと。

1. 爆発性ガスによる爆発の危険性がある場所。
2. 可燃性麻酔薬、アルコール又はベンジン等の揮発性溶剤がある場所。

【形状・構造及び原理等】

【形状】



【外観寸法及び重量】

1. 寸法（幅）×（奥行）×（高さ）：1080×707×645-945mm
2. 重量：39kg

【電氣的定格】

定格電源電圧及び定格電源周波数：交流100-240V、50Hz
交流100-220V、60Hz

電源入力：最大80W
電源出力：合計最大6A

【機器の分類】

電撃に対する保護の形式による分類：クラスI
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部
水の有害な侵入に対する保護の程度による分類：IP 20

【性能及び安全性に関する規格】

1. 昇降可動範囲：300mm
2. 昇降速度：45mm/5秒
3. 最大搭載荷重：100kg

【使用目的又は効果】

眼科の診断装置を搭載するために用いるテーブルである。
搭載した診断装置と患者の眼の高さを合わせるため電動の昇降機能を有する。

【使用方法等】

1. 脚部にある主電源スイッチをONにする。
2. Up/Downボタンを押して、テーブルを昇降させる。
3. 使用が終了したら、主電源スイッチをOFFにする。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

本装置を多目的コンセントや移動式コンセントに接続しないこと。

【使用上の注意】

＜相互作用＞（他の医薬品、医療機器等との併用に関すること）

＜併用禁忌＞（併用しないこと）

本装置用でないアクセサリ類を使用しないこと。[システムの性能に影響をあたえ、患者へ危害をもたらす可能性がある。]

＜その他の注意＞

本装置の設置、点検、修理並びに起動は、弊社のフィールドサービス担当者が実施する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法・耐用期間 [自己認証（当社データ）による] に関しては本製品の取扱説明書を参照すること。

【保守・点検に係る事項】

すべての修理、保守点検作業ならびに定期的な技術的検査は、弊社フィールドサービス担当者又は弊社が認定した技術スタッフのみが行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

***【お問い合わせ窓口】**

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）