

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 汎用診断・処置用テーブル JMDNコード：13958009
エレベーションテーブル

【形状・構造及び原理等】

**【形状】



(代表例：エレベーションテーブル (On/Offスイッチ付))

【外観寸法及び重量】

1. 寸法 (幅) × (奥行) × (高さ)：800×500×1018-1302mm (モニター支柱含む)
2. 重量：45kg

*【電氣的定格】

定格電源電圧及び定格電源周波数：交流100-240V、50/60Hz
電源入力：最大700VA
電源出力：合計最大400VA

【機器の分類】

電撃に対する保護の形式による分類：クラスI
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部
水の有害な侵入に対する保護の程度による分類：IP10

【使用目的又は効果】

眼科の診断装置を搭載するために用いるテーブルである。
搭載した診断装置と患者の眼の高さを合わせるため電動の昇降機能を有する。

**【使用方法等】

1. 電源コードを壁のコンセントに差し込む。
2. On/Offスイッチの“I”を押して電源を入れる (On/Offスイッチ付の場合)。
3. 電源ライトが点灯していることを確認する。
4. Up/Downボタンを押して、テーブルを昇降させる。
5. On/Offスイッチの“O”を押して電源を切る (On/Offスイッチ付の場合)。
使用が終了したら、壁のコンセントから電源コードを抜く (On/Offスイッチなしの場合)。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- *1. 設置が完了するまで電源コードを差し込まないこと (On/Offスイッチなしの場合)。
- *2. 搭載する装置の電源入力合計400VAを超えないことを確認すること。
3. 本装置上に80kgを超える装置を搭載しないこと。
4. 本装置を移動するとき以外は常にキャスターをロックすること。

＜相互作用＞ (他の医薬品、医療機器等との併用に関すること)

＜併用注意＞ (併用しないこと)

本装置用でないアクセサリ類を使用しないこと。[システムの性能に影響をあたえ、患者へ危害をもたらす可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法・耐用期間 [自己認証 (当社データ) による] に関しては本製品の取扱説明書を参照すること。

【保守・点検に係る事項】

すべての修理、保守点検作業ならびに定期的な技術的検査は、弊社フィールドサービス担当者又は弊社が認定した技術スタッフのみが行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266 (製品情報グループ)