

機械器具 42 医療用剥離子
管理医療機器 単回使用眼科手術用スパテル JMDNコード：32754002
グリスハーバー™ メンブレン スクレイパー カーブ DSP

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、ハンドピース、アクチュエーター、ニードル及びループから成る眼科手術用機器である。ループ長を調節することで、擦る力を調整することができる。

本品は23ゲージ（橙色）、25ゲージ（青緑色）、25ゲージプラス（青緑色）、27ゲージプラス（紫色）で構成される。

【外観図】

（代表例：23ゲージ）



【使用目的又は効果】

主として後眼部手術において、鉗子による膜剥離のための膜端を作ることなどに用いる。様々な用途における組織の処置又は安定化にも用いることができる。

【使用方法等】

本品は、ニードル内にループを完全に収納した状態でトロカールカニューラを介して眼内に挿入し、眼内でアクチュエーターを操作することでループを伸張して使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- *1. 本品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。先端に損傷（バリや屈曲、緩みなど）がないか検査し、ループの機能性（伸縮性）を確認し、眼に本品を挿入する前にループ部分が完全に収納されていることを確かめること。
2. 眼内に機器を挿入する前に、ループを完全に収納すること。
3. トロカールカニューラを通じて挿入した時点で、ループを完全に伸張すること。術者がより高い剛性を選択する場合は、ループ長さを部分的に収納することで調整が可能である。術中に組織を過度に擦らないこと。
4. 眼内から機器を取り出す際は、ループを完全に収納すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. ILM（内境界膜）の剥離に使用しないこと。網膜を（過度に）擦ると神経線維束に回復不可能な損傷を引き起こす可能性がある。
2. 眼球を回転させる目的で使用しないこと。特に、小口径の機器では行わないこと。[ニードルの湾曲又はねじれの原因となる]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

30℃を超える高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。有機溶剤、放射線及び紫外線に曝さないこと。

＜有効期間・使用の期限（耐用期間）＞

包装の使用期限の欄に表示。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）

【製造業者】

Alcon Grieshaber AG スイス