

禁忌・禁止

- ・ 使用目的以外に使用しないこと。
- ・ 本品の二次的加工はしないこと。
- ・ 硬い器具・家具等で叩かないこと。

【使用目的、効能又は効果】

通常、ステンレス鋼の U 字型器具で、U 字の下部はハンドルになるものをいう。U 字垂直の部分は硬質のもの（通常ゴム）に打ち付けた場合に特定の波長の音を発する長さに切断されている。聴力検査に用いる。聴力測定のほか脳神経外科では神経損傷の検査や内分泌代謝量の糖尿病の治療や知覚障害の測定にも使用される。整形外科では骨及び骨格の検査・測定に使用される。

【形状・構造及び原理】

1. 代表製品写真



2. 原材料

底部・ダンパー： 合成樹脂

本体： ステンレス鋼又はアルミニウム製

3. 音叉を叩くことに発生した音、振動を利用して診察に用いる。

【品目仕様】

性能に関する項目： U 字部分を叩いて発生させた振動で特定の波長の音を発する。

【操作方法又は使用方法】

1. 使用前に洗浄・消毒する。
2. U 字型先端を叩いて音を出し、検査部位にあてがって一定時間刺激を与える。

【使用上の注意】

1. 乱暴に取り扱わないこと。
2. 調節子付きの場合は、使用前に療法の調節子が同じ位置に有ることを確認すること。
3. 調節子付きの場合は、規定の振動数が出ない場合は調節子と内部のバネがナットに適正に噛み合っているかを確認すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。

【保守点検に点検に係わる事項】

1. 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐ為、付着血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄、消毒、又はアルコール等を湿らせた柔らかな布で拭き取る。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適した洗剤を選択し適正濃度と取り扱い方法を守る。
3. 金属たわし、クレンザー等は器具表面を損傷するため使用しないこと。
4. 仕上げの洗浄は、精製水、脱イオン水、濾過水等の使用が適切である。
5. 洗浄後は直ちに乾燥させる。
6. 使用前に汚れ、破損等の有無を点検する。

【包装】

1 本／袋

【文献請求先】

氏名又は名称 タカチホメディカル株式会社
〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-45-4
TEL042-498-1911

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者： タカチホメディカル株式会社
〒128-0036 東京都調布市飛田給 1-45-4
TEL 042-498-1911

製造業者： キルヒナー ウィルヘルム カンパニー
(ドイツ)
Kirchner &
Wilhelm GmbH + Co. KG