

バイオベル ディスポーザブル クリップ (滅菌済)

再使用禁止

【警告】

汚染あるいは感染した創傷部位に使用する場合は
適切な外科的処置を行うこと。

【禁忌、禁止】

適用対象 : 患者

- 1) 再使用禁止
- 2) 使用期限が過ぎたものの使用禁止
- 3) 一度開封した製品の再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】*

1. 組成

本体: ポリカーボネイト樹脂

軸 : ステンレス

スプリング: ステンレス

2. 形状、構造



・静脈用(グリーン)

シングル

規格	把持力	対象血管径
DCFV-1	15g/mm ²	～1mm
DCSV-1	20g/mm ²	～1mm
DCMV-1	30g/mm ²	1～2mm
DCLV-1	60g/mm ²	2～4mm

ダブル

規格	把持力	対象血管径
DCFV-2	15g/mm ²	～1mm
DCSV-2	20g/mm ²	～1mm
DCMV-2	30g/mm ²	1～2mm
DCLV-2	60g/mm ²	2～4mm



・動脈用(イエロー)

シングル

規格	把持力	対象血管径
DCS-1	40g/mm ²	～1mm
DCM-1	60g/mm ²	1～2mm
DCL-1	120g/mm ²	2～4mm

ダブル

規格	把持力	対象血管径
DCS-2	40g/mm ²	～1mm
DCM-2	60g/mm ²	1～2mm
DCL-2	120g/mm ²	2～4mm

【使用目的又は効果】

本品は一時的に血管の血流を遮断するためのものである。

【使用方法等】

- 1) 血管の種類、径にあったクリップを選択する。
- 2) クリップ用鉗子を用いてクリップの先端を開き対象になる血管を挟み込み専用鉗子
を離し血管の血流を一時的に遮断する。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用により過敏あるいはアレルギー反応を呈する可能性がある患者には使
用しないこと。

重要な基本的注意

- 1) 医療用の目的以外に使用しないこと。
- 2) 使用前には必ず添付資料を読むこと。
- 3) 当該製品の表面等を傷つけないよう取扱いに注意すること。

その他の注意

- 1) 使用後は医療用廃棄物として適切な処理をすること。
- 2) 包装材料が損傷している場合は決して使用せず、必ず廃棄する
こと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 高温、多湿、直射及び水漏れを避けて室温で保管すること。

【使用有効期間】

- 1) 適切な保管方法の下に使用有効期間内に使用すること。
- 2) 使用有効期間はラベルあるいは外箱に表示のこと。

【取扱い上の注意】

- 1) 包装材料に傷を付けたり、ピンホールを生じさせないように取り
扱うこと。
- 2) 製品の使用期限を確認し使用期限を過ぎたものは廃棄すること。
- 3) 使用するクリップの選択を適切に行うこと。選択が不適切な場合
血管壁や血管内膜を傷つけたり、あるいは血流の遮断ができなく
なる可能性がある。

【包装】

1箱:10個入り

【主要文献及び文献請求先】**

グンゼメディカル株式会社**

〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27 JRE堂島タワー5F
TEL: 06-4796-3151

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者名 : ダイアデム工業株式会社

〒319-2251 茨城県常陸大宮市姥賀町582-7

TEL: 0295-53-5126

販売元: グンゼメディカル株式会社**

〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27 JRE堂島タワー5F
TEL: 06-4796-3151