

器 01 手術及び治療台
一般医療機器 眼科診療・処置用椅子 15723000

コードレス電動患者椅子 CR8

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体部

- ①シート
- ②バッテリーカバー
- ③シートホルダー
- ④ローラー
- ⑤バッテリー残量インジケータ
- ⑥ブザースイッチ
- ⑦ペアリングスイッチ
- ⑧メタルコネクタ レセプタクル
- ⑨リセットスイッチ
- ⑩ヒューズホルダー
- ⑪インレット
- ⑫バッテリーホルダー
- ⑬ケーブルクランプ



ワイヤレスフットコントローラー

- ①パイロットランプ
- ②DOWN ペダル
- ③UP ペダル
- ④電池ボックス
- ⑤ペアリングスイッチ
- ⑥電池カバー

2. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 型装着部

3. 電気的定格

- (1) 電源電圧：AC100V
- (2) 電源周波数：50 - 60Hz

4. 寸法及び重量

寸法：430mm (W) × 705mm ~ 855mm (H) × 433mm (D)
重量：28kg

5. 作動・動作原理

電動モーターでスピンドルを回転させ、チェーン駆動によって上下させる。

【使用目的又は効果】

本器は、被検者用の椅子として使用することを目的とする。また、スリットランプなどの眼科診療装置と患者の位置を合わせる際に、電動昇降装置によって上下に移動させることにより、スムーズに診療を行うことが出来る。

【使用方法等】

- 1、フットコントローラーの UP ペダルを踏むとシートが上昇します。ペダルから足を離すと停止します。
- 2、接続した機器のスイッチや UP/DOWN スwitch で操作する。

【使用上の注意】

1. 使用前の注意

- (1) 可燃性薬品、可燃性ガス、高濃度の酸素がある場所で使用しない。それらが装置の内部に入ると引火、燃焼して火災の原因になる。
- (2) 電源プラグは製造銘版に表示されている電圧と周波数の条件に合うコンセントに接続し使用する。表示されている条件以外のコンセントに接続すると火災や故障の原因になる。
- (3) 電源プラグはアース付の壁コンセントに接続すること。アースを接続しないと感電の原因になる。
- (4) コンセントの周りに物を置かない。コンセントの周りに物があると電源プラグをコンセントから抜き差しする際の妨げとなり感電や故障の原因になる。
- (5) 電源プラグをコンセントに接続したまま装置を移動しない。コンセントに接続したまま移動すると電源プラグやコンセントが破損して火災や故障の原因になる。
- (6) コードに重いものを載せたり、挟んだりしない。コードが破損して火災や感電の原因になる。
- (7) 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。感電の原因になる。
- (8) 水や薬品がかかる場所で使用しない。それらが装置内部に入ると感電や故障の原因になる。
- (9) 強い磁力がある場所で使用しない。装置に定格外の電流が流れ、火災や故障の原因になる。
- (10) 装置の使用前の準備は、タカギセイコーが認定したサービスマン以外は行わない。けがや故障の原因になる。
- (11) 不安定な床で使用しない。装置が転倒してケガや故障の原因になる。
- (12) 直射日光があたる場所、高温、多湿の場所、ほこり・塩分・イオウ分を含んだ空気による悪影響を生じる恐れのある場所で使用しない。故障や誤動作の原因になる。

2. 使用中の注意

- (1) 装置に、発煙、異臭、異常音などが発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社代理店または弊社の営業部へ連絡すること。そのまま使用するとケガや火災の原因になる。
- (2) 装置を移動するときは、電源を切り電源プラグをコンセントから抜く。接続したまま移動するとコードが傷つき、火災や感電の原因となる。
- (3) シートの上で立たない。転倒や転落し、けがの原因になる。
- (4) 装置にもたれかかる、つかまる、上から押さえつけるなどの行為を

取扱説明書を必ずご参照ください

- 行わない。転倒し、けがや故障の原因になる。
- (5) 接触可能なコネクタ部分と被検者に同時に触れないでください。
けがや故障の原因になります。
- (6) 装置の隙間にクリップなどの異物を入れない。感電や故障の原因になる。
- (7) 上下動操作を行う際は、脚などのはさみ込みに注意する。

3. 使用後の注意

- (1) 装置の清掃には、有機溶剤(シンナー、ベンジン、アセトン、トルエン、酢酸エチルなど)または漂白剤は使用しない。火災や感電の原因になるとともに樹脂部品や塗装、ビニールレザーを傷める
- (2) 装置が故障した場合、タカギセイコーが認定した修理作業員以外は修理を行わない。内部の高い電圧部分に触れ感電する恐れがある
- (3) 装置の清掃を行うときは、バッテリーを装置から外す、または電源プラグをコンセントから抜くこと。バッテリーを接続したまま、または電源プラグをコンセントに入れたまま行うと感電するおそれがある。
- (4) 装置を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜くこと。プラグに埃が溜まり、火災の原因になる。
- (5) 装置が故障した場合、他者が間違っ使用することがないように「故障中のため使用を禁止する」旨の表示を行うこと。
- (6) 装置を長時間使用しない場合は、装置からバッテリー、単三アルカリ乾電池、コイン電池を外し、高温多湿を避けて保管する。
- (7) 弊社が指定したヒューズを使用してください。それ以外の物を使用すると故障の原因になる。

4. その他の注意

- (1) 故障したときは勝手にいじらず、適切な表示を行い修理依頼する。
- (2) 装置の改造等は絶対にしない。

＜組み合わせて使用する医療機器＞
本装置は、以下の医療機器と併用して使用する。

販売名	製造販売届出番号	製造販売業者
スマートテーブル ST-50	20B2X00012000058	自社

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

下記の条件で保管すること。

温度:-10～+55℃

相対湿度:10～95% (結露のないこと)

気圧:700～1060hPa

2. 耐用期間

適切な使用を行った場合に限り、8 年

〔自己認証(当社データ)による〕

3. 保管

- (1) 水のかからない場所に保管する。

- (2) 気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。
- (3) 傾斜、振動、衝撃等がない安定した場所に保管する。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常の手入れ

- (1) 特別な保守は必要としない。
- 日常的なメンテナンスは清掃のみ。

2. 取扱い業者による保守点検

- (1) 1 項の使用者による保守点検と同等の内容
- (2) 装置の機能、性能に関する保守点検は取扱い業者では行わず製造販売業者へ連絡をしてください。

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
株式会社タカギセイコー
製造業者
株式会社タカギセイコー

取扱説明書を必ずご参照ください