

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器眼科診療・処置用椅子 15723000

ハイドロリックメディカルチェアー OC-1A

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- (1) バックレスト
- (2) アームレスト
- (3) 回転ノブ
- (4) 上下動ノブ
- (5) シート
- (6) パイプ
- (7) ジャバラ
- (8) 脚
- (9) フットリング
- (10) キャスター
- (11) フットペダル
- (12) 角度調節レバー
- (13) 高さ調節レバー
- (14) アーム
- (15) シートホルダー
- (16) 昇降装置



2. 寸法及び重量

(W) 380mm(D)500mm(H)1024mm

重量：31 kg±2 kg

3. 作動・動作原理

本器は手動式（足踏み）の油圧によりシートを上下動させる昇降装置である。

【使用目的又は効果】

本器は、診療・手術時に用いる検者椅子である。
足踏み式の油圧ポンプによって昇降し、角度調節可能なバックレストによって検者の体をホールドする。

【使用方法等】

- (1) シートに座ります。
- (2) フットペダルの操作によりシートの高さを調節します。
- (3) 上下動ノブおよび回転ノブを緩めて左右のアームレストの位置を決め、それぞれのノブを締め付けて左右のアームレストを固定します。
- (4) 高さ調節レバーおよび角度調節レバーを緩めてバックレストの高さ、角度を決め、それぞれのレバーをロックしてバックレストの位置を固定します。
- (5) 被検者に相対する向きを決めたらフットペダルを上を押上げ、メインシャフトを固定し、直結しているシートに回転を固定します。

【使用上の注意】

1. 使用前の注意

- ・水のかからない場所で使用する。
- ・気圧、温度、湿度、通風、日光および塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生ずる恐れのない場所で使用する。
- ・傾斜、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。

2. 使用中の注意

- ・機器全般に異常のないことを絶えず監視する。
- ・機器の異常が発見された場合には、安全な状態で機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じる。

3. その他の注意

- ・装置が故障した場合、他者が間違って使用する事がないように「故障中のため使用を禁止する」旨の表示を行う。
- ・装置の改造等は絶対にしない。
- ・装置が故障した場合、弊社が認定した修理業者以外には修理を行わない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

下記の条件で保管すること。

- | | |
|------|-------------------|
| 温度 | ： -10～+55℃ |
| 相対湿度 | ： 10～95%（結露のないこと） |
| 気圧 | ： 700～1060hPa |

2. 耐用期間

適切な使用を行った場合に限り、8 年

3. 保管

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。
- ・傾斜、振動、衝撃等がない安定した場所に保管する。

【保守点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- ・機器の清掃は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときには薄めた中性洗剤に浸して軽く絞った布で拭き、その後乾拭きをしてください。
- ・装置の清掃には、有機溶剤（シンナー、ベンジン、アセトン、トルエン、酢酸エチルなど）または漂白剤は使用しないでください。
- ・その他保守・点検は「取扱説明書」の「保守・点検」を参照のこと。

2. 取扱い業者による保守点検

- ・使用者による保守点検と同等の内容。
- ・装置の機能、性能に関する保守点検は取扱い業者では行わず製造販売業者へ連絡をしてください。

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社タカギセイコー

製造業者：株式会社タカギセイコー

取扱説明書を必ずご参照ください