

スマートテーブル ST-50

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- (1) テーブルトップ
- (2) ケーブルブッシュ
- (3) セーフティスイッチ
- (4) スライドスイッチ
- (5) 昇降スイッチ
- (6) テーブルベースカバー
- (7) アウターカバー
- (8) インナーカバー



2. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類:クラス I 機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類:B 型装着部

3. 電氣的定格

電源電圧:AC100-230V
電源周波数:50-60Hz

4. 寸法及び重量

寸法:825(W)×400(D)×620～920(H)
重量:126kg

5. 作動・動作原理

スライドテーブルのスライド移動は、テーブルに固定されたベルトをモーターによる伝達プーリーの回転で作動できる構造となっている。スライドテーブル先端下部に取り付けられているセンサープレートに触れることにより、伝達プーリーの固定を解除することができ、解除することにより手動でスライドテーブルを移動することができる。

【使用目的又は効果】

検眼・診療のために用いる細隙灯顕微鏡を積載させるテーブルで、電動で昇降及び水平スライドができ、検者及び被検者に合わせ、検査に最適な位置設定を容易に行わせるために用いる。

【使用方法等】

- (1)電源スイッチをONにします。
- (2)被検者を椅子に座らせます。
- (3)本体のメインスイッチをONにします。
- (4)テーブル OUT ボタンを押すとテーブルが本体上から被検者と検者の前にスライドします。
- (5)昇降スイッチでスライドテーブルを昇降させて、検査時の高さを被検者および検者に合わせて調節します。
- (6)検査が終了したら、テーブルINボタンを押すとテーブルが本体に向かってスライドします。
- (7)診療が終了したら、メインスイッチを OFF にします。

＜組み合わせて使用する医療機器＞
本装置は、以下の医療機器と併用して使用する。

販売名	製造販売届出番号	製造販売業者
コードレス電動患者椅子 CR8	20B1X10006000001	自社
フルクライニングチェアー UN-21	20B1X10006000006	自社
電動患者椅子 CR-750S	20B1X10006000008	自社
スリットランプマイクロスコープ 2ZL	20B1X10006000016	自社
スリットランプマイクロスコープ 4ZL	20B1X10006000017	自社
スリットランプマイクロスコープ 30GL	20B1X10006000018	自社
スリットランプマイクロスコープ 700GL	20B1X10006000019	自社

【使用上の注意】

1. 使用前の注意

- ・可燃性薬品、可燃性ガス、高濃度の酸素がある場所で使用しないでください。
- ・電源プラグは製造銘板に表示されている電圧と周波数の条件に合うコンセントに接続し使用してください。
- ・電源プラグはアース付きで、他の装置と兼用ではなく、この装置専用のコンセントに接続してください。
- ・コンセントの周りに物を置かないでください。
- ・電源プラグをコンセントに接続したまま装置を移動しないでください。
- ・コードに重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
- ・濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。
- ・傾斜、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。
- ・強い磁力がある場所で使用しないでください。
- ・眼科検査器械以外の器械を載せないでください。
- ・水や薬品がかかる場所で使用しないでください。
- ・装置には指定された検査器械以外を接続しないでください。
- ・装置の最大許容荷重以上の重さがある検査器械を載せないでください。
- ・テーブルより大きな外形寸法の検査器械を載せないでください。

2. 使用中の注意

- ・装置に、発煙、異臭、異常音などが発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社代理店または弊社営業部へご連絡ください。
- ・装置の隙間に手や指を入れないでください

3. 使用後の注意

- ・装置の清掃には、有機溶剤（シンナー、ベンジン、アセトン、トルエン、酢酸エチルなど）または漂白剤は使用しないでください。
- ・装置が故障した場合、他者が間違って使用する事がないように「故障中のため使用を禁止する」旨の表示を行ってください。

4. その他の注意

- ・機器の改造等は絶対にしない。
- ・直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所、ほこり・塩分・イオウ分を

含んだ空気による悪影響を生じる恐れのある場所で保管しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

下記の条件で保管すること。

温度:-10～+55℃

相対湿度:10～95% (結露のないこと)

気圧:700～1060hPa

2. 耐用期間

適切な使用を行った場合に限り、8 年

[自己認証(当社データ)による]

3. 保管

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。
- ・傾斜、振動、衝撃等がない安定した場所に保管する。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- ・本器に強い衝撃を加えると各機能に支障が生じる恐れがある。
- ・機器の清掃はやわらかい布で乾拭きをする。汚れがひどいときには薄めた中性洗剤に浸して軽く絞った布で拭き、その後乾拭きをする。
- ・長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
また、各コード類に引っ張り、ねじれ等ないよう配慮する。
- ・ヒューズを交換する場合は必ず定格のヒューズを使用する。
- ・ヒューズ交換をする場合は必ず電源スイッチを切り、電源プラグを外す。

2. 取扱い業者による保守点検

- ・使用者による保守点検事項と同等の内容
- ・装置の機能、性能に関する保守点検は取扱い業者では行わず製造販売業者へ連絡をする。

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社タカギセイコー

製造業者：株式会社タカギセイコー