

35通りメニスカスレンズセット TL-35M

【形状・構造及び原理等】



1、本品は、以下のレンズにより構成される。

球面レンズS±	数量
0.25	各 2
0.50	各 2
0.75	各 2
1.00	各 2
1.25	各 2
1.50	各 2
1.75	各 2
2.00	各 2
2.25	各 2
2.50	各 2
2.75	各 2
3.00	各 2
3.25	各 2
3.50	各 2
3.75	各 2
4.00	各 2
4.25	各 2
4.50	各 2
4.75	各 2
5.00	各 2
5.25	各 2
5.50	各 2
6.00	各 2
6.50	各 2
7.00	各 2
8.00	各 2
9.00	各 2
10.0	各 2
11.0	各 2
12.0	各 2
13.0	各 2
14.0	各 2
16.0	各 2
18.0	各 2
20.0	各 2

乱視レンズC±	数量
0.25	各 2
0.50	各 2
0.75	各 2
1.00	各 2
1.25	各 2
1.50	各 2
1.75	各 2
2.00	各 2
2.25	各 2
2.50	各 2
3.00	各 2

プリズムレンズ	数量
1/2	2
1.00	2
2.00	2
3.00	2
4.00	1
5.00	1
6.00	1
8.00	1

特殊レンズ	数量
レッドフィルター	2
グリーンフィルター	2
スリット 1.5	1
スリット 0.5	1
レッドマドックスロッド	1
ピンホール Φ 0.5	1
ピンホール Φ 1.0	1
ピンホール Φ 1.5	1
遮蔽板	1

球面レンズおよび乱視レンズの単位はディオプター(D)
プリズムレンズの単位は、プリズムディオプター(Δ)

2. 作動・動作原理

レンズを交換することにより被検者の眼屈折力（球面度数、乱視度数、乱視軸、プリズム屈折力）および両眼視機能の測定を被検者の応答によって行う。

【使用目的又は効果】

被検者の眼屈折力（球面度数、乱視度数、乱視軸、プリズム屈折力）および両眼視機能の自覚的測定を目的とする。

【使用方法等】

- 被検者に検眼レンズフレームを装用させる。
- 検眼レンズフレームのホルダーにレンズを挿入し、被験者の応答により検査を行い、屈折視力を測定する。

【使用上の注意】

- 使用中には次の事項に注意すること。
 - (1) レンズ面に触らないこと。
 - (2) レンズを交換する際には、必ずつまみ部分を持って行うこと。
 - (3) 交換したレンズはケースに収納すること。
- 使用後には次の事項に注意すること。
 - (1) 必ず清浄しておくこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃のない場所に保管すること。
- 化学薬品の保管場所等には保管しないこと。
- 耐用期間：適切な使用を行った場合に限り、8年
[自己認証（当社データ）による]

【保守点検に係わる事項】

- 日常の手入れ
汚れた場合は専用のレンズクリーニングクロスを用いて拭き取る。

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者
株式会社タカギセイコー
製造業者
株式会社タカギセイコー

取扱説明書を必ずご参照ください