

医療用品 06 視力表及び色盲検査表
一般医療機器 投影式視力検査装置 35922000
チャートプロジェクター CP-40

【形状・構造等】

1. 本品は、以下のユニットにより構成される。

- (1) 本体
- (2) リモコン
- (3) ベース



2. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 型装着部

3. 電氣的定格

電源電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

4. 寸法及び重量

寸法：(W)190mm(D)325mm(H)237mm

重量：4.1kg

5. 作動・動作原理

コントローラーの指示によりチャート板、マスク板をモーターで回転させ、チャート板とマスク板を組み合わせることで任意の視標を呈示することができる。
選択により呈示される視標は、後方より LED 電球により照射され、投影レンズで拡大し、スクリーン板へ投影する。

【使用目的又は効果】

本器は、視力検査および各種視機能検査の視標をスクリーン板に投影して、被検者の応答により、視力及び各種視機能の検査を行うために用いる。

【使用方法】

- (1) 電源コードのプラグを電源に差し込む。
- (2) 本体のメインスイッチを ON にする。
- (3) 本体の受信窓にリモコンを向け、リモコンのランプ電源スイッチを押します。リモコンの指示により各種視標をスクリーンに投影し、検査を行う。
- (4) 検査終了後は、リモコンのランプスイッチを押しランプを OFF にし、本体のメインスイッチも OFF にする。

【使用上の注意】

1. 装置を使用するときは次の事項に注意すること。
 - (1) 水のかからない場所で使用する。
 - (2) 気圧、温度、湿度、通風、日光および塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生ずる恐れのない場所で使用する。
 - (3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などがない安定した場所で使用する。
 - (4) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に設置しない。
 - (5) 電源電圧及び許容電流値(又は消費電力)が適正か確認する。
2. 使用前の注意
 - (1) アースが完全に接続させているかを確認すること。
 - (2) すべてのコードの接続が正確かつ完全であるかを確認すること。

3. 使用後の注意

- (1) コード類の取り外しに際してはコードを持って引き抜くなど無理な力をかけないこと。
- (2) 使用後は必ずダストカバーをかける
- (3) 長期保管する場合には、装置に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管する。

4. その他の注意

- (1) 装置が故障した場合、他者が間違っ使用することがないように「故障中のため使用を禁止する」旨の表示を行う。
- (2) 装置の改造等は絶対にしない。
- (3) 装置が故障した場合、弊社が認定した修理業者以外には修理を行わない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

下記の条件で保管すること。

温度：-10～+55℃

相対湿度：10～95% (結露のないこと)

気圧：700～1060hPa

2. 耐用期間

適切な使用を行った場合に限り、8 年

【自己認証(当社データ)による】

3. 保管

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。
- (3) 傾斜、振動、衝撃等がない安定した場所に保管する。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常の手入れ

- (1) 使用しないときはダストカバーをかける。
- (2) 長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。
- (3) 装置の清掃は、やわらかい布で乾拭きする。
- (4) 汚れがひどい時には薄めた中性洗剤に浸して硬く絞った布で拭き、その後乾拭きする。
- (5) 視標窓以外の装置の清掃は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときには薄めた中性洗剤に浸して軽く絞った布で拭き、その後乾拭きをしてください。

2. 消耗品の交換

- (1) ヒューズの交換
- (2) リモコンの乾電池の交換
その他保守・点検は「取扱説明書」の「保守・点検」を参照のこと。

3. 取扱い業者による保守点検

- (1) 1 項の使用者による保守点検と同等の内容
- (2) 装置の機能、性能に関する保守点検は取扱い業者では行わず製造販売業者へ連絡をしてください。

【包装】

1 個単位で梱包

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社タカギセイコー

〒383-8585 長野県中野市岩船 3 3 0-2

TEL 0269-22-4511

製造業者

株式会社タカギセイコー