

類別 機械器具 (39) 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 (JMDM コード：10861001)

モスキート・スリム止血鉗子

【禁忌・禁止】

未滅菌品の再使用は感染の恐れがあるので使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料

ステンレス鋼

2. 形状・構造

先端の形状は直線（ストレート）と曲線（カーブ）の 2 種類がある。
本品の代表的な製品の形状・外観は下記のとおりである。



【使用目的又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 使用前に、本品が滅菌済みかどうかを確認すること。
- 2) オートクレーブ滅菌の場合は、135℃以下を厳守すること。
- 3) ハンドル部を開閉して、目的とする部位を把持する。把持力はロック部を必要に応じて調整する。

【使用上の注意】

1. 使用前に適切な洗浄・滅菌を必ず実施すること。
2. 未滅菌のまま使用すると、感染症を引き起こす可能性がある。
3. 本品に識別のための打刻や、改造のための形状変更を行うと破損の原因となるので絶対に行わないこと。
4. 滅菌バッグに封入して保管する場合は、「滅菌済」、「未滅菌」等の識別を行い、「滅菌済」の場合は、有効期限を明記すること。
5. 原材料であるステンレス鋼は、錆び難い金属ではあるが、保管、使用環境によっては錆びる（腐食）することがある。

【保管方法及び有効期限等】

1. 保管方法

- 1) 気圧、温度、湿度、日光、埃、塩分、イオン分を含んだ空気等により悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 3) ロック部の摩滅等により、把持力が期待できない場合は、新品に交換すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守点検事項

使用前に本品の点検を実施し、汚れ、キズ、曲がり等の異常がないことを確認する。異常を発見した場合は使用を中止し、新品と交換すること。

2. 洗浄・滅菌

- 1) 本品は未滅菌品なので、使用に際しては必ず洗浄・高圧蒸気滅菌等を行ってから使用すること。（感染のリスク）

- 2) 滅菌に際しては、各医療機関で滅菌バリデーションが検証された滅菌条件で滅菌を実施すること。

○標準的滅菌条件：温度 135℃以下 滅菌時間：6 分

- 3) 洗浄は、強アルカリ性、強酸性の洗剤、消毒液は使用しないこと。（腐食の原因）
- 4) 医療用中性洗剤等、残留物が生じない洗剤を選択し、蒸留水、脱イオン水等で十分すすぐこと。
- 5) 洗浄には磨き粉や金属タワシ、金属ブラシは使用しないこと。
- 6) 血液や体液、組織が付着している場合は、使用後速やかに洗浄を行うこと。

【包装】

1 本／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社タイヨウ

（住所）大阪府大阪市城東区森之宮 2-4-29

（電話番号）06-6969-2421

製造業者：株式会社タイヨウ