

DenToGo チークリトラクター

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯科治療で患者の開口状態を保持するために使用する器具である。患者にチークリトラクターを装着してスキャンボックスを取り付けることで、口腔内を容易に撮影できるようになる。

2. 構成

本品の構成は以下のとおりである

(1) 本体

チークリトラクター



(2) 付属品

スキャンボックス



3. 組成

ポリプロピレン (チークリトラクター)

3. 滅菌 (チークリトラクターのみ。必要な場合。)

高圧蒸気滅菌 (134℃、3分)

滅菌回数は最大20回までとする。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・保管にあたっては、洗浄した後、保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。
- ・変形しないよう、直射日光を避け、清潔な場所に専用のケースに入れて保管すること。

2. 有効期間

- ・包装に記載された有効期間(自己認証による)を参照すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称: ストロマン・ジャパン株式会社

電話番号: 0120-689-930

製造業者の名称: フォアフロント社 (Forefront (Xiamen) Medical Devices Co., Ltd.)

製造業者の国名: 中国

【使用目的又は効果】

本品は、歯科治療で患者の開口状態を保持するために使用する。

【使用方法等】

1. スキャンボックスへのスマートフォン取付け

- 1) スキャンボックス前面の窓部を開け、スマートフォンをセットする。
- 2) 窓部をロックし、スマートフォンを固定する。
- 3) スキャンボックスのボタンを押しながら、スマートフォンのカメラ位置を目盛りに合わせる。

2. チークリトラクターの装着

- 1) リングハンドルを下にして左右のホルダーを両手で持つ。
- 2) 患者を開口させ、左右のホルダーを両手ですばめながらリップホルダーを患者口内に入れ、患者の口唇が均一に収まるように装着する。
3. スキャンボックスをチークリトラクターに装着し、スキャンボックスに取り付けたスマートフォンで口腔内を撮影する。

【使用上の注意】

1. 使用前後の点検

- ・破損、ひび、傷がないことを確認すること。
- ・使用後は感染防止のため、洗浄、消毒をし、又は滅菌 (チークリトラクターのみ滅菌可) を行うこと。

2. 洗浄、消毒

使用後は、目視できる汚れ等をブラシ等で冷水や中性洗剤を用いてやさしく取り除く。