

再使用禁止

ネオデント 技工用インプレッション

【禁忌・禁止】

- ・本品の配合成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は印象採得に使用する器具である。

形状・構造

1) 模型用/口腔内スキャン両用スキャンボディ

108. 220	108. 219
	
108. 218	108. 207
	

2) 模型用スキャンボディ

108. 094*	108. 102*
	
108. 181*	
	

3) 口腔内スキャン用スキャンボディ

108. 137*	108. 140*
	
108. 143*	108. 144*
	
108. 145*	108. 146*
	
108. 183*	
	

*単回使用

原材料

チタン合金、PEEK

原理

本品をインプラント又はアバットメント等に固定して印象を採得することにより、インプラント又はアバットメントの位置を正確に再現することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、印象採得に使用する器具である。

【使用方法等】

1. 使用前

1) 模型用/口腔内スキャン両用スキャンボディ

(1) 模型用/口腔内スキャン両用スキャンボディは再使用可能であり、未滅菌で供給されるため、使用前及び使用後に洗浄液等に浸漬し洗浄を行う。

(2) 十分に乾燥させた後、必ず以下の条件で滅菌を行う。

滅菌後の製品は保管せず、直ちに使用すること。

滅菌方法	標準的滅菌条件	乾燥時間
プレバキューム式高圧蒸気滅菌	132℃ / 4分	最低20分
重力置換式高圧蒸気滅菌	132℃ / 15分	最低20分

2) 模型用スキャンボディ

模型用スキャンボディは単回使用であり、未滅菌で供給される。

3) 口腔内スキャン用スキャンボディ

口腔内スキャン用スキャンボディは単回使用であり、このうち Exact インプラント用 IOS 用はエチレンオキサイドガス滅菌が施されて供給され、その他の製品は未滅菌で供給される。したがって、Exact インプラント用 IOS 用以外の口腔内スキャン用スキャンボディは、必ず下記の条件で滅菌を行うこと。滅菌後の製品は保管せず、直ちに使用すること。

滅菌方法	標準的滅菌条件	乾燥時間
プレバキューム式高圧蒸気滅菌	132℃ / 3分	最低20分
重力置換式高圧蒸気滅菌	132℃ / 3分	最低20分

2. 使用時

本品の使用方法は、歯科印象採得用器材の一般的な使用手順による。推奨最大トルクは10Ncm以下である。

【使用上の注意】

1. 使用方法等に関連する使用上の注意

- ・模型上で使用する際にはスキャンスプレー/リキッドの使用は避けること。
- ・インプラント及びアバットメントに正しく固定され、回転及び隙間がないことを確認すること。
- ・接続部に損傷がある状態で印象採得又はスキャンする場合、正確な結果を取得できない恐れがあるため注意すること。
- ・使用前にインプラント又はアバットメントと同一接続部を持っていることを確認してから使用すること。
- ・模型用/口腔内スキャン両用スキャンボディは滅菌して使用すること。
- ・未滅菌の口腔内スキャン用スキャンボディは滅菌して使用すること。
- ・本品を口腔内で使用する場合は、必ず吸引や誤飲を予防するための手段をとること。
- ・本品をユニバーサルアバットメントに使用する場合、高さが合っていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・直射日光を避け、常温、常湿で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ストローマン・ジャパン株式会社

連絡先：0120-418-930

外国製造業者：ネオデント社(JJGC Indu(´)stria e Come(´)rcio de Materiais Denta(´)rios SA - NEODENT)

外国製造業者国名：ブラジル